

RAUCODRAPE® PRO**Champ fenêtre centrée adhésive – Stérile**

REF : 33041, 33043.

PRODUIT :

REF 33041, Raucodrape® Pro Champ fenêtre centrée adhésive Ø 6 cm, 50 x 60 cm, 2 couches, stérile.

REF 33043, Raucodrape® Pro Champ fenêtre centrée adhésive Ø 8 cm, 75 x 90 cm, 2 couches, stérile.

COMPOSITION :

Les champs à fenêtre centrée adhésive Raucodrape® Pro sont en 2 couches :

- 1 couche en non tissé polypropylène
- 1 couche en film polyéthylène

CARACTERISTIQUES :

Ces produits sont hautement absorbants, résistants aux déchirures, imperméables aux liquides et bactéries, faciles à utiliser et répondent aux exigences de la norme ISO 13795.

Produits non fabriqués à partir de matières premières contenant du latex naturel.

PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :

Double emballage stérile par boîte distributrice & blister souple.

Carton de transport.

RAUCODRAPE® Pro, Champ fenêtre centrée adhésive			
REF	Champ(s)/ Blister	Champs/ Boîte distributrice	Champs/ Carton
33041	1	70	280
33043	1	40	160

INDICATIONS :

Drapage opératoire stérile pour intervention chirurgicale.

MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Vérifier l'intégrité du protecteur individuel de stérilité avant usage.

Champs à usage unique.

STERILISATION :

Les champs à fenêtre centrée adhésive Raucodrape® Pro sont stérilisés à l'oxyde d'éthylène.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Dans leur emballage d'origine, à l'abri de la chaleur, (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur ou à une source de lumière de forte intensité) et de l'humidité.

VALIDITE DU PRODUIT :

5 ans à partir de la date de stérilisation si les conditions de stockage sont respectées.