

## Micro-sableuse



## Micro-sableuse

Cette micro-sableuse, délivre un jet fin de mélange air / poudre abrasive.

### Domaine d'application

- Nettoyage des couronnes, couronnes provisoires et brackets
- Elimination des taches et des colorations
- Elimination des traces de ciment et de résine en toute simplicité
- Création de micro-rétentions.

Référence	Désignation
MHC330	Micro-sableuse
MHC330A	Alumine 50 µm (pot de 800 gr)
MHC330B	Alumine 90 µm (pot de 800 gr)

## Thermoformeur

Alimentation	230V - 50 Hz
Puissance de chauffage	450 W
Puissance Moteur	1400 W
Epaisseur des Plaques	jusqu'à 6 mm
Plaque ronde	de Ø 120 à Ø 134 mm
Plaque carrée	de 120x120 mm à 130x130 mm
Dimensions	180 x 230 x 290 mm
Poids	5,2 kg

Référence	Désignation
MHC530	Thermoformeur

D'un design moderne et d'une utilisation très agréable, ce thermoformeur est équipé d'une résistance de dernière génération en fibre de carbone et d'un moteur puissant pour générer le vide.

Le thermoformeur MHC 530 est compatible avec les plaques rondes ou carrées.

Il n'a besoin que d'une alimentation électrique.

**Plaques suivant épaisseur: à partir de 3,50 € TTC**



## Vibreux



### Vibreux Malaxeur

Alimentation	230V - 50 Hz
Puissance	200 W
Fréquence d'oscillation	4500 oscillations/min
Amplitude	25 mm
Dimensions (cm)	25 x 21 x 13
Poids	3,5 Kg

Référence	Désignation
MHC500	Vibreux

### Vibreux Malaxeur Universel:

- Accepte toutes les capsules du marché
- Géré par micro processeur
- Temps ajustable de 1 à 99 s
- Mise en sécurité dès l'ouverture du capot
- Modèle très silencieux, robuste et fiable

## Enceinte de grattage / sablage

Enceinte de grattage à utiliser pour micromoteur. Elle dispose d'une petite aspirarion et d'un éclairage led.

Référence	Désignation
MHC216	Enceinte de grattage



Enceinte de sablage à utiliser pour micro-sableuse. Elle dispose d'une petite soufflerie qui plaque le sable en suspension au fond de l'enceinte.

Référence	Désignation
MHC215	Enceinte de grattage