



Les Tabourets selle

Les tabourets selle avec ou sans dossier permettent de travailler en position dynamique.

Ils sont ergonomiques et confortables.

Le positionnement des jambes forme un angle permettant au bassin de prendre une position optimale.

Les parties du corps sont décontractées et plus droites améliorant ainsi la circulation du sang tout en soulageant le dos.



Selle assistante 1 position

- Hauteur réglable de 65 à 90 cm
- Base 60 cm en acier chromé
- Revêtement en skaï médical noir ou blanc

Référence	Désignation
MHC630B	Selle assistante Blanche
MHC630N	Selle assistante Noire



Selle opérateur 2 positions

- Hauteur réglable de 65 à 90 cm
- Réglage de l'inclinaison + 3°/-11°
- Base 60 cm en aluminium
- Revêtement en skaï médical noir ou blanc
- Option: réglage de la hauteur au pied

Référence	Désignation
MHC620B	Selle opérateur Blanche
MHC620N	Selle opérateur Noire



Selle opérateur 3 positions

Dossier fixe ou suiveur pour une mobilité sans contrainte.

- Hauteur réglable de 65 à 90 cm
- Réglage de l'inclinaison + 3°/-11°
- Dossier réglable fixe ou suiveur
- Repose pied compris
- Base 60 cm en aluminium
- Revêtement en skaï médical noir ou blanc

Référence	Désignation
MHC621B	Selle opérateur Blanche
MHC621N	Selle opérateur Noire





Tabouret rond

- Diamètre assise : 40 cm
- Hauteur réglable de 65 à 90 cm
- Base 50 cm en acier chromé
- Revêtement en skaï médical noir

Référence	Désignation
MHC631	Tabouret rond



Tabouret rond avec dossier

Dossier fixe ou suiveur pour une mobilité sans contrainte.

- Hauteur réglable de 65 à 90 cm
- Réglage de l'inclinaison + 3°/-11°
- Dossier réglable fixe ou suiveur
- Repose pied compris
- Base 60 cm en aluminium
- Revêtement en skaï médical noir ou blanc

Référence	Désignation
MHC632N	Tabouret rond noir
MHC632B	Tabouret rond blanc

