

VELPEAU® PORE**Sparadrap Microporeux**

REF : 17895, 17896

PRODUIT :

REF 17895, Velpeau® Pore, Sparadrap Microporeux, 5 m x 2,5 cm.

REF 17896, Velpeau® Pore, Sparadrap Microporeux, 9,14 m x 2,5 cm.

COMPOSITION :

Support en non tissé.

Cellulose : 55 %.

Polyester : 45 %.

Masse adhésive : polymère acrylique.

Dévidoir : polypropylène.

CARACTERISTIQUES :

Couleur blanche.

Présentation avec dévidoir.

Conforme au LPPR.

Produit non fabriqué à partir de matières premières contenant du latex naturel.

PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :

Sous boîte individuelle avec vignette.

Velpeau® Pore Sparadrap Microporeux				
REF	Code ACL	Dimensions	Conditionnement de base	Carton Standard
17895	3401071304092	5 m x 2,5 cm	1 sparadrap	30 sparadraps
17896	3401073440040	9,14 m x 2,5 cm	1 sparadrap	30 sparadraps

INDICATIONS :

Fixation et maintien de pansements ou de bandages.

MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Aucune réserve particulière.

Usage unique.

STERILISATION :

Produit non stérile.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Dans leur emballage d'origine, à l'abri de la chaleur, entre 10 et 30°C, (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur ou à une source de lumière de forte intensité) et de l'humidité.

VALIDITE DU PRODUIT :

2 ans si les conditions de stockage sont respectées.