

**SUPRASORB® F****Pansement Film semi- perméable en rouleau**

REF : 20467, 20468, 20469, 82084, 82063, 82064

**PRODUIT :**

REF 20467, Suprasorb® F, Pansement Film en rouleau, 1 m x 10 cm, référence hôpital,  
REF 20468, Suprasorb® F, Pansement Film en rouleau, 10 m x 10 cm, référence hôpital,  
REF 20469, Suprasorb® F, Pansement Film en rouleau, 10 m x 15 cm, référence hôpital,

REF 82084, Suprasorb® F, Pansement Film en rouleau, 1 m x 10 cm, référence ville,  
REF 82063, Suprasorb® F, Pansement Film en rouleau, 10 m x 10 cm, référence ville,  
REF 82064, Suprasorb® F, Pansement Film en rouleau, 10 m x 15 cm, référence ville.

**COMPOSITION :**

Film en polyuréthane transparent.

Masse adhésive : polyacrylate.

Applicateur : film en polyester recouvert de polyéthylène sur une face et de silicone sur l'autre face.

Papier protecteur siliconé.

**CARACTERISTIQUES :**

Pansement transparent, flexible et auto- adhésif.

La bande adhésive rouge au centre du protecteur se détache suivant des pointillés, facilitant l'enlèvement du protecteur et assurant une application aseptique.

Perméabilité à la vapeur d'eau et à l'air (taux de transmission de la vapeur d'eau : MVTR : 750 à 1250 g/m<sup>2</sup>/24h).

Imperméabilité à l'eau et aux microorganismes.

Produit non fabriqué à partir de matières premières contenant du latex naturel.

**PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :**

Sous forme de rouleau puis sous boîte.

Suprasorb® F, Pansement Film en rouleau						
REF	Code ACL	Code LPPR	Longueur	Largeur	Conditionnement de base	Carton Standard
20467			1 m	10 cm	1 rouleau	16 rouleaux
20468			10 m	10 cm	1 rouleau	16 rouleaux
20469			10 m	15 cm	1 rouleau	10 rouleaux
82084	3401044346463	6320208	1 m	10 cm	1 rouleau	16 rouleaux
82063	3401043190692	6320214	10 m	10 cm	1 rouleau	16 rouleaux
82064	3401043190753	6320214	10 m	15 cm	1 rouleau	10 rouleaux

**INDICATIONS :**

Prophylaxie des escarres.

Fixation en pansement secondaire de pansement non adhésif et protection de pansements.

Peut être utilisé sous la douche et en piscine notamment lors de la rééducation en bassin.

**CONTRE- INDICATIONS :**

Plaies infectées et plaies fortement exsudatives.

---

**MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

Appliquer sur peau sèche.  
Usage unique.

**Application :**

- 1- Couper le pansement à la longueur voulue,
- 2- Tirer les parties rouges vers l'extérieur séparant ainsi le film du papier protecteur,
- 3- Retourner le pansement, côté adhésif face à la peau,
- 4- Appliquer le pansement sur la peau en lissant notamment les bords (sur la peau saine) pour qu'il adhère bien.
- 5- Enlever le support.

**Ablation :**

- 1- Pour ôter le pansement, décoller deux extrémités opposées, étirer parallèlement à la peau puis enlever progressivement.

Usage unique.

---

**STERILISATION :**

Produit non stérile.

---

**CONDITIONS DE STOCKAGE :**

Dans son emballage d'origine à une température inférieure à 25°C, à l'abri de la chaleur, (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur ou à une source de lumière de forte intensité) et de l'humidité.

---

**VALIDITE DU PRODUIT :**

5 ans si les conditions de stockage sont respectées.