

MIROIR DENTAIRE, N°9, DIA. 28 MM

Réf. IM03209



MIROIR DENTAIRE, N°9, DIA. 28 MM



Réf. IM03209

Miroirs dentaires

10 tailles disponibles, nous consulter

NB. : Les Miroirs doivent être fixés sur un manche : réf. IM03200

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes au règlement EU 2017/745 et à l'ISO 13485.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040020617
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	2,5	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	5,2	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	0,3	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,007	Poids conditionnement (kg) :	0,007
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:40 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IM03209

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.