

Invacare® | Cadres de marche

Invacare Asteria



Stabilité et simplicité au service de la marche

Cadre de marche en aluminium anodisé

Simplicité d'utilisation

- Design épuré permettant une utilisation dans les petits espaces et notamment au dessus des toilettes.
- Cadre pliant avec bouton très simple à actionner par simple appui, pas de pression prolongée pour libérer la main.
- Réglage en hauteur de 770 à 950 mm (Pas tous les 20 mm).
- Très léger pour faciliter les déplacements.

Confort

- Poignées en mousse ferme pour une bonne préhension et une bonne tenue dans le temps.
- Système de pliage (Seulement 120 mm de profondeur plié) pour faciliter vos déplacements.
- Cadre très rigide avec renfort en composite sur le côté pour une grande sécurité.
- Possibilité d'adapter des roues à l'avant en accessoires.



120 mm de profondeur plié !



Bouton de pliage




Poignée en mousse pour une bonne préhension

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Largeur Hors Tout | 620 mm |
| Largeur entre poignées | 430 mm |
| Largeur entre les pieds | 550 mm |
| Profondeur Hors Tout | Ouvert 450 mm – Plié 120 mm |
| Hauteur ajustable | 770 - 950 mm |
| Poids net | 2,8 kg |
| Poids patient max | 135 kg |

Coloris



Aluminium

Code :

1515569



Yes, you can.®

Invacare **Brio**



Confort et Qualité

Cadre de marche en aluminium anodisé.

Qualité

- Léger et Pliant, il se transporte pour tous les déplacements.
- Poids patient max = 135 kg.
- Existe en version Junior pour s'adapter quelle que soit la taille du patient.

Confort

- Design épuré permettant une utilisation dans les petits espaces et notamment au dessus des toilettes.
- Poignées en mousse souple réglables en hauteur de 770 à 950 mm pour la version standard, de 640 à 820 mm pour la version junior.
- Compact : Seulement 110 mm de profondeur une fois plié !
- Possibilité d'adapter des roulettes et une sacoche pour faciliter les déplacements.

Pièces détachées

- | | |
|-------------------|---------|
| ❶ Embout | 1057797 |
| ❷ Bague antibruit | 1040655 |
| ❸ Bouton ressort | 1074462 |
| ❹ Pied complet | 1058000 |

Accessoires pour Brio et Asteria



6270E : Paire de roues avant fixes (diamètre 75 mm)



6015 : sacoche multipoche Uniquement pour **Brio**

Attention : les hauteurs minimum et maximum du cadre de marche sont différentes si vous y ajoutez des roues à l'avant.

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------|--|
| Largeur entre poignées | 430 mm |
| Largeur entre les pieds | 600 mm |
| Profondeur Hors Tout | Ouvert 430 mm, Plié 110 mm |
| Hauteur ajustable | 770 à 950 mm (Std) / 640 à 820 mm (Jr) |
| Poids | 3 kg (Std) / 2.5 kg (Jr) |
| Poids max patient | 135 kg |

Coloris




Aluminium

Code :

Brio version Standard **6291E-A**
Brio version Junior **6291E-JR**

Invacare **Foria**



La marche assistée en toute sécurité

Cadre de marche en aluminium anodisé gris avec poignées intermédiaires

Sécurité

- Poignées intermédiaires pour faciliter la levée et apporter une grande sécurité lors de l'utilisation.
- Très léger, il est très facile à soulever.

Confort

- Design épuré permettant une utilisation au dessus des toilettes.
- Pliant, il est très compact et facile à transporter.
- Poignées en mousse souple pour un maximum de confort réglables en hauteur de 790 à 920 mm.

Pièces détachées

- ❶ Poussoir de pliage en plastique SP421B01
- ❷ Poignée en mousse SP421B04
- ❸ Embout noir SPWALK01



Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------|--------------|
| Largeur entre poignées | 460 mm |
| Largeur entre les pieds | 620 mm |
| Profondeur Hors Tout | 500 mm |
| Hauteur ajustable | 790 - 920 mm |
| Poids net | 2,5 kg |
| Poids patient max | 120 kg |


Coloris



Code :

P421B

Invacare Aventia



Cadre de marche en aluminium pliant articulé

Fonctionnalités

- Mouvement articulé pour accompagner et suivre le mouvement du patient.
- Design épuré permettant une utilisation dans les petits espaces et notamment au dessus des toilettes.

Confort

- Léger pour faciliter les déplacements.
- Pliant pour faciliter transport et stockage.

Pièces détachées

- ❶ Poignée en mousse P402-MA02A
- ❷ Poussoir de pliage en plastique P402-MA01A
- ❸ Embout gris UNIV-00001



Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------|--------------|
| Largeur entre poignées | 400 mm |
| Largeur entre les pieds | 490 mm |
| Profondeur Hors Tout | 440 mm |
| Hauteur ajustable | 780 - 905 mm |
| Poids net | 3 kg |
| Poids patient max | 100 kg |

Coloris



Aluminium

Code :

P402

Invacare Escort



Cadre de marche fixe en aluminium anodisé gris

- Réglable en hauteur de 770 à 850 mm.
- Grande stabilité grâce à ses pieds inclinés.
- Très léger.
- Poignées incassables.
- Peut être équipé de roues à l'avant (0435CEB).

Pièces détachées

- ❶ Bouton ressort UNIV-00003
- ❷ Embout gris UNIV-00001



0435CEB

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Largeur entre poignées | 480 mm |
| Largeur entre les pieds | 410 mm avant / 620 mm arrière |
| Profondeur Hors Tout | 400 mm |
| Hauteur ajustable | 770 - 850 mm |
| Poids net | 1,8 kg |
| Poids patient max | 130 kg |

Coloris



Aluminium

Code :

P435B