

Canne/Siège Pliable

La canne/siège Aidapt est une aide à la marche avec une poignée incurvée et confortable en mousse et un siège pliable intégré dans le châssis. Fabriqué en aluminium avec un siège en plastique robuste et des pieds antidérapants, pesant moins d'un kg, le siège style trépied convient aux utilisateurs n'excédant pas 100kg.



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Siège pliable intégré dans le châssis

Siège en plastique robuste

Pieds antidérapants

Poignée en mousse

Caractéristiques:

Dimensions (mm): pliée :850x280x60,
dépliée : 710x450x300
Poids net (kg):.....0.78
Couleur :.....Gris argenté/gris
Hauteur jusqu'à la Poignée (mm):..... 850
Poids Maximum de l'Utilisateur (kg):..... 100

