

MODELITO WP HOME

- ✓ Maniabilité, simplicité, sécurité
- ✓ 4 galets souples protègent et évitent les chocs lors des déplacements
- ✓ Les roues avant sont équipés de frein
- ✓ La selle s'ajuste en hauteur grâce au vérin pneumatique située dans la colonne
- ✓ Retrouvez la vidéo en cliquant sur https://www.youtube.com/watch?v=xXrrHFm_PzQ



DESRIPTIF

Peu encombrant et très maniable, le Modelito Wp Home apporte une véritable réponse pour aider les personnes ayant des difficultés à se déplacer (sur poids, déficience musculaire ...) En accédant par l'arrière de la selle, l'utilisateur ajuste celle-ci à la hauteur souhaitée pour se déplacer façon «youpala» en toute sécurité à l'intérieur d'un domicile ou d'une collectivité. Deux puissances de vérin disponible : 350 et 500 Newton.

Matériaux : roues à bandage, cadre acier, vérin pneumatique

**Poids maximal autorisé de 70 à 130 kg (500 Newton)
de 50 à 75 kg (350 Newton)**

Garantie : 2 ans

Référence	Désignation	Hauteur guidon/sol	Hauteur selle/sol	Longueur selle	Largeur Hors tout	Profondeur	Poids
243900	Modelito Wp Home 500	90,5 cm	63/88 cm	29 cm	43,5 cm	59 cm	10,5 kg
243910	Modelito Wp Home 350						

MODELITO WP HOME**EAN, PRISE EN CHARGE, PRIX DE VENTE CONSEIL**

Référence	Désignation	Code EAN	LPPR TTC	Prix public, TTC conseil
243900	Modelito Wp Home 500	3401598586292	1266846-1238152 (382,19 €)	495,00 €
243910	Modelito Wp Home 350	3401598586124		