

FICHE TECHNIQUE



Description

BD PosiFlush™ XS et BD PosiFlush™ SP sont des seringues pré-remplies de NaCl 0,9%, destinée pour un usage médical et chirurgical pour le rinçage des dispositifs médicaux d'accès intravasculaire.

Caractéristiques Générales

La seringue BD PosiFlush™ XS est stérile à la fois intérieurement et extérieurement. Elle est préconisée pour tout rinçage en soins stériles.

La seringue BD PosiFlush™ SP est stérile intérieurement. Elle est préconisée pour l'utilisation hors champ stérile, notamment en soins propres.

Les deux types de seringues sont identifiés par leur nom, la couleur de l'écriture sur la seringue et par l'emballage du conditionnement primaire (cf. tableau au verso).

Le diamètre du corps des seringues BD PosiFlush™ (3, 5 et 10 ml) est identique à celui d'une seringue conventionnelle de 10ml, ce qui permet de limiter tout risque de surpression lors des rinçages.

Composition

Composant	Matériau
Solution Saline	NaCl 0,9% isotonique
Corps de la seringue	Polypropylène (PP)
Piston	Polypropylène (PP)
Joint de piston	Elastomère
Lubrifiant	Silicone
Emballage	Polypropylène (PP)



Usage unique



3 ans après stérilisation

Informations administratives

Référence	Responsable juridique	Certification ISO Responsable juridique	Marquage CE	Lieu de fabrication	Certification ISO Lieu de fabrication
306573 306574 306575	Becton Dickinson, Franklin Lakes, USA	EN ISO 9001: 2008 13485 : 2012 Certificat n° 19.2305, certifié par NSAI	Marquage CE n°252.780, NSAI 0050 Classe III (Règle 13, Annexe IX, Directive européenne 93/42/CEE)	Becton Dickinson, Columbus, USA	EN ISO 9001:2008 NSAI Certificat N° MD19.2143 EN ISO 13485:2012 NSAI Certificat N° MD19.2143
306575				Becton Dickinson SA, Fraga, Espagne	UNE EN ISO 13485: 2013 avec ENAC Numéro d'enregistrement: 2015 05 0047 EN
306570 306571 306572 306575				Becton Dickinson, Drogheda, Irlande	ISO 13485:2012 NSAI Certificat N° MD19.1609

Stérilisation par chaleur humide. Ne pas restériliser.

Composition : apyrogène, sans latex, sans DEHP ajouté et sans phtalate.

A conserver à température ambiante (15-25°C), sans condensation. Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil. Pour une bonne utilisation de ces produits, lire attentivement les recommandations d'utilisation.

			CONDITIONNEMENT
Réf.	Couleur de l'écriture sur la seringue	Capacité	Unités par Boîte / Carton / Palette
BD PosiFlush™ XS			
306570	Bleue	3 ml	30 / 240 / 4 800
306571		5 ml	30 / 240 / 4 800
306572		10 ml	30 / 240 / 3 360
BD PosiFlush™ SP			
306573	Orange	3 ml	30 / 480 / 6 720
306574		5 ml	30 / 480 / 6 720
306575		10 ml	30 / 480 / 4 800

Note: changement de conditionnement pour BD PosiFlush™ SP
 - ref 306575 (10 ml) : de 10 à 18 cartons à partir de Mars 2017
 - ref 306574 (5 ml) : de 14 à 24 cartons à partir d'Août 2017
 - ref 306573 (3 ml) : de 14 à 24 cartons à partir du printemps 2018