

<b>DOCUMENTATION TECHNIQUE</b>	<b>RESPIPROGRAM CODE 601100</b>	Date : <b>01/03/18</b> Rev.: <b>06</b>
<b>Photo</b>		
<b>Utilisation</b>	Dispositif pour patient unique permettant d'exercer la respiration par inspiration	
<b>Matériaux</b>	<p>Base et indicateurs de mouvement en polypropylène 3 chambres en polystyrène</p> <p>Tube et embout en polyéthylène</p> <p>Tous les matériaux utilisés sont non toxiques et adaptés au contact buccal (l'appareil est destiné à un seul patient).</p>	
<b>Emballage</b>	<p>Emballé dans un sachet plastique minigrrip</p> <p>Carton à partir de 24 sacs</p>	
<b>CE</b>	Class I non stérile sans fonction de mesure	
<b>Poids</b>	128 g	
<b>Stockage</b>	Entreposer les produits dans un endroit propre et sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière du soleil.	
<b>Précautions</b>	<p>Cet appareil ne doit être utilisé que sur ordonnance et selon les indications du médecin ou de l'infirmière.</p> <p>En cas d'utilisation pédiatrique, l'enfant doit être surveillé pendant l'exercice.</p> <p>Tenir hors de portée des enfants.</p>	
<b>Nettoyage</b>	<p>Après utilisation, lavez soigneusement l'embout à l'eau courante chaude (environ 40° C) et laissez-le sécher.</p> <p>Il est possible d'accrocher le tube avec embout dans un emplacement dédié à droite du dispositif (embout face vers le bas).</p> <p>Le Respirogram peut être démonté en ouvrant la base blanche pour le lavage des différentes parties.</p>	
<b>Elimination</b>	Filière plastique.	
<b>Notes</b>	Sans latex	
<b>Fabricant</b>	Medinet Srl – Milan ( Italie )	