

NOUVEAU

REVITIVE Medic Coach

Gestion complète des douleurs

Stimulation optimale pour un flux sanguin 2x plus important*
Soulagement personnalisé et complet des douleurs aux jambes et au corps



CIRCULATION BOOSTER®

Rôle dans la gamme Revitive

L'innovation Revitive 2021 Medic Coach est l'appareil le plus complet et le plus performant en matière de circulation et de gestion des douleurs. Connecté par une appli simple à utiliser, il offre un traitement personnalisé et un accompagnement quotidien de vos clients pour obtenir les meilleurs résultats. Doté du Programme Vigoureux pour une stimulation encore plus performante et de fonctionnalités ultrapratiques qui assurent une stimulation optimale à chaque séance.

Bénéfices thérapeutiques

- Soulage les douleurs aux jambes
- Réduit les gonflements
- Réduit les crampes
- Augmente la distance de marche sans douleur
- Améliore activement la circulation dans les jambes
- Cible et soulage les douleurs corporelles

Cible

Adapté aux problèmes de jambes persistants causés par une **mauvaise circulation** liée aux pathologies suivantes :

Diabète | Hypertension | Taux de cholestérol élevé | Varices

Pourquoi Revitive?

- Dispositif Médical De Classe IIa
- Sans Médicament
- Développé et Testé par des kinésithérapeutes et des chirurgiens vasculaires
- Technologie Oxywave : Efficacité prouvée cliniquement pour augmenter la circulation en cours d'utilisation



Revitive ne convient pas dans les cas suivants:

- Port d'un pacemaker ou défibrillateur cardiovertible implantable automatique (DCIA)
- Thrombose veineuse profonde (TVP) existante
- Grossesse

Si vous n'êtes pas sûr de vos symptômes, demandez conseil à votre médecin traitant ou votre pharmacien.

Pour toute commande, veuillez contacter notre service Logistique à l'adresse e-mail suivante: logistique@revitive.fr

Pour toute demande SAV, veuillez contacter notre service à l'adresse suivant: contact@revitive.fr

Caractéristiques produit



Programme Vigoureux

EMS (Électrostimulation musculaire) délivre une stimulation pouvant doubler le flux sanguin normal*



Double mode d'utilisation

EMS (Électrostimulation musculaire) et TENS (Neurostimulation transcutanée)



Breveté

Isorocker® maximum incliné à 20°

Système de basculement unique qui contribue à une meilleure mobilité de la cheville et à l'amélioration de la circulation



Repose-pieds SoftTouch

Repose-pieds surdimensionnés et modelés pour une meilleure stimulation



Rechargeable une autonomie de 360 mins, équivalente à 12 x 30mins



Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

Fonctions SmartBoost incluant capteurs d'hydratation, réglage d'intensité intelligente, commandes sur appli

OXYWAVE TECHNOLOGIE

Offrant une forme d'onde brevetée

Référence 6158-5575AQ-FR

		Code EAN	Dimensions	Kg
Unité	1	5060217495957	369 (L) x 95,5 (P) x 393 (H) mm	1,41
Carton	6	5060217495964	615 (L) x 380 (P) x 415 (H) mm	16,30
Palette	54	Sur demande		

Contenu Modèle 5575AQ, prise secteur, électrodes corporelles x1 paire, cordons des électrodes x1, manuel de l'utilisateur.



Toute commande est soumise à nos conditions générales de vente (cgv) et emporte leur acceptation sans réserve.

Conformément aux clauses plus amplement détaillées dans nos cgv jointes au présent tarif :

- Tout litige en relation avec une commande ou contrat sera soumis à la compétence Exclusive des tribunaux de paris
- Nous conservons la propriété des produits jusqu'au complet paiement du prix

*Projeté selon une moyenne de 30 personnes en bonne santé pour une utilisation de 30 minutes du programme Vigoureux dans une étude financée par Actegy.

Copyright © 2021 Actegy Ltd. Tous droits réservés. Actegy®, Revitive®, Circulation Booster® et IsoRocker® sont des marques déposées d'Actegy Ltd.