


LED Bella lumax



Bella lumax
interrupteur On/Off

Un maximum de puissance dans un format lampe d'examen. Puissance identique au modèle Bellon avec l'avantage de s'adapter sur l'ensemble des fixations LID. L'option d'intensité 50/100% permet de passer d'un éclairage d'examen à un éclairage d'intervention

● Dispositif Medical Classe 1

Intensité Lumineuse ➔ **2300 Lumens***

Température de couleur ➔ **4500°K* (blanc neutre)**


Indice de rendu des couleurs ➔ **IRC 95/100**

Consommation électrique ➔ **18 Watts**

- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : Normes : EN 60 601 -1/ -2-41 EN 60 598-2-25
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc
- Dimensions de la tête : 16 x 13 cm

• Fixations à choisir p. 23 - 26



Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
240 000		30 cm	15 cm
160 000		50 cm	20 cm
44 000		100 cm	30 cm

*Tolérance des données +/- 10%

RÉFÉRENCES		
	Interrupteur On/Off	Interrupteur sans contact
BELLA LUMAX Flexible 70 cm	LED22650	LED22650-ISC
+ Option double intensité	LED22650DI	LED22650DI-ISC

