

LED Carla focus (10°)

Lampe d'examen très compacte et robuste qui offre un éclairage très localisé (faisceau 10°). Idéale pour les examens qui demandent beaucoup de précision.

En utilisation gynéco, idéalement fixé sur le pied roulant bas 40/60 cm PIRO0555 ou sur notre étau pour rail ETRPM007 avec départ de la lampe à l'horizontale, elle permet de travailler en sur/sous épaule et ainsi d'avoir un éclairage face bassin sans être gêné par l'emplacement de la lampe (même lors d'une utilisation combinée avec un colposcope).

Modèle 123cm sans rotule pour une désinfection totale et rapide.

Consultations gynécologique, obstétrique, urologie, ORL, ophtalmologie.


● Dispositif Medical Classe 1

Intensité Lumineuse ➔ **560 Lumens***

Température de couleur ➔ **4500°K* (blanc neutre)**

Indice de rendu des couleurs ➔ **IRC 95/100**

Consommation électrique ➔ **4.5 Watts**

| Lux* | Faisceau 10° | Distance | Diamètre éclairé |
|--------|---|----------|------------------|
| 90 000 |  | 30 cm | 8 cm |
| 35 000 | | 50 cm | 15 cm |
| 9 000 | | 100 cm | 25 cm |

*Tolérance des données +/- 10%



Carla focus 100
interrupteur sans contact (ISC)

- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes: EN 60 601 -1/-2-4
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc et noir
- Dimensions de la tête : 6 x 10 cm

- Fixations à choisir p. 23 - 26



| RÉFÉRENCES | | |
|-----------------|---------------------|---------------------------|
| | Interrupteur On/Off | Interrupteur sans contact |
| Flexible 65 cm | LEDS0650 | LEDS0650-ISC |
| Flexible 100 cm | LEDS0900 | LEDS0900-ISC |
| Flexible 123 cm | LEDS1200 | LEDS1200-ISC |

