

LED Bella

Lampe puissante sur flexible très robuste appréciée des spécialistes désirant réaliser des interventions dans leur cabinet médical et souhaitant une reproduction fidèle des différentes nuances de couleur des tissus. Sa poignée ergonomique permet un positionnement précis et intuitif.

L'option double intensité, 50% ou 100% permet de moduler la puissance lumineuse pour s'adapter à l'ensemble des examens.

Idéale en chirurgie mineure, en dermatologie et chirurgie esthétique



Bella
interrupteur sans contact

● Dispositif Medical Classe 1


- Intensité Lumineuse ➔ **1680 Lumens***
- Température de couleur ➔ **4500°K* (blanc neutre)**
- Indice de rendu des couleurs ➔ **IRC 95/100**
- Consommation électrique ➔ **13 Watts**

- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/-2-41
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc
- Dimensions de la tête : 16 x 13 cm



• Fixations à choisir p. 23 - 26



Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
210 000		30 cm	15 cm
120 000		50 cm	20 cm
33 000		100 cm	30 cm

*Tolérance des données +/- 10%

RÉFÉRENCES		
	Interrupteur On/Off	Interrupteur sans contact
Flexible 70 cm	LED17650	LED17650-ISC
Option double intensité	LED17650DI	LED17650DI-ISC

