

HALOGÈNE Diana

Lampe d'examen halogène très polyvalente, puissante et d'une maniabilité optimale grâce à sa poignée ergonomique qui lui assure des réglages fins et précis.

Ampoule halogène produisant de la chaleur.

Diana 65
interrupteur classique



Idéale pour tous types d'examens mineurs et de soins en médecine générale, les infirmières et la podologie.

● Dispositif Medical Classe 1

Intensité Lumineuse **870 Lumens***

Température de couleur **3000°K (blanc chaud)**


Indice de rendu des couleurs **IRC 100/100**

Consommation électrique **50 Watts**

- Longévité des ampoules : 5 000 h minimum
Source dichroïque 12V/50W Osram GU 5,3 Decostar ES Sp 10° hautes performances (avec filtres UV)
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/-2-41
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc et noir
- Dimensions de la tête : 11 x 10 cm

- Fixations à choisir p. 23 - 26



Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
90 000		30 cm	5 cm
40 000		50 cm	7 cm
10 000		100 cm	17 cm

*Tolérance des données +/- 10%

RÉFÉRENCES

	Interrupteur On/Off	Interrupteur sans contact
Flexible 65 cm	BOR50651	BOR50651-ISC
Flexible 114 cm	BOR51001	BOR51001-ISC

Ampoule 12V/50W **516677**



DÉGAGEMENT
DE CHALEUR