

HALOGÈNE Tina

Lampe emblématique au design «cannelé»
créée en 1995.

Lampe d'examen halogène compacte,
robuste et particulièrement maniable
grâce à une rotule permettant la rotation et
l'inclinaison de la tête.
Ampoule halogène produisant de la chaleur.

Idéale comme lampe d'examen
pour la médecine générale
et pour les infirmières


● Dispositif Medical Classe 1

Intensité Lumineuse **300 Lumens***

Température de couleur **3000°K (blanc chaud)**

Indice de rendu des couleurs **IRC 100/100**

Consommation électrique **20 Watts**

Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
50 000		30 cm	5 cm
23 000		50 cm	10 cm
6 000		100 cm	20 cm

*Tolérance des données +/- 10%

Ampoule 12V/20W **620169**

Tina 100
interrupteur classique



- Longévité des ampoules : 5 000 h minimum
Source dichroïque 12V/20W
Osram GU 5,3 Decostar ES Sp
10° hautes performances (avec filtres UV)
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/-2-41
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc et noir
- Dimensions de la tête : 7 x 7 cm

- Fixations à choisir p. 23 - 26



RÉFÉRENCES

	Interrupteur On/Off	Interrupteur sans contact
Flexible 65 cm	HTI00651	HTI00651-ISC
Flexible 100 cm	HTI01001	HTI01001-ISC



DÉGAGEMENT
DE CHALEUR