

Otoscope LuxaScope Auris LED 2,5V et 3.7V USB



- . Format de poche
- . Eclairage 6 LED concentriques breveté
- . Variateur d'intensité
- . Loupe grossissant 3 fois avec fonction verrouillage

Caractéristiques techniques

- . Eclairage 6 LEDs concentriques breveté
- . Champ de vision non limité
- . Fonctionnalité non affectée en cas d'arrêt d'une LED
- . Durée de vie des LEDs : environ 100.000 heures en utilisation intensive
- . Intensité d'éclairage : env. 10.000 Lux
- . Température de couleur : env. 4000 K
- . Arrêt automatique après 3 minutes de non activité
- . Tête au design optimisé
- . Loupe grossissant 3 fois avec fonction verrouillage
- . Poignée aluminium et fibre de verre
- . Bouton poussoir on/off électronique
- . Livré avec :
2 piles alcaline AAA
10 spéculum jetables 2.5 mm gris
10 spéculum jetables 4.0 mm gris

Fabriqué en Allemagne par Luxamed

Garantie 2 ans

Code douanier : 90189084

Poids 2.5V : 0.310 kg – Pack L25x16.5x4.2cm
Poids 3.7V : 0.590 kg – Pack L24.5x21.5x5cm
Stockage : -10°C/+45°C

LX.A5.101.144 Spéculum jetable 2,5mm, gris (lot de 100 pièces)
EAN : 04260381960164

LX.A5.102.144 Spéculum jetable 4mm, gris (lot de 100 pièces)
EAN : 04260381960195

LX.A5.101.124 Spéculum jetable 2.5mm Gris (lot de 250 pièces)
EAN : 04260381963493

LX.A5.102.124 Spéculum jetable 4.0mm Gris (lot de 250 pièces)
EAN : 04260381963509

LX.A5.101.184 Spéculum jetable 2,5mm, gris (lot de 1000 pièces)
EAN : 04260381960188

LX.A5.102.184 Spéculum jetable 4mm, gris (lot de 1000 pièces)
EAN : 04260381960218



LX.A1.416.114	Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Noir	EAN : 04260381960010
LX.A1.416.214	Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Bleu	EAN : 04260381960027
LX.A1.416.314	Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Gris	EAN : 04260381960034
LX.A1.416.914	Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Blanc	EAN : 04260381961369
LX.A1.516.914	Otoscope LuxaScope Auris KIDS LED 2.5V	EAN : 04260381963325
LX.A1.416.934	Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Bleu Glace	EAN : 04260381963455
LX.A1.416.944	Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Jaune colza	EAN : 04260381963462
LX.A1.416.954	Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Vert jade	EAN : 04260381963479
LX.A1.416.964	Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Lilas délicat	EAN : 04260381963486
LX.A1.416.974	Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Magenta	EAN : 04260381963493

Pour le modèle 3.7 V USB :

- . Caractéristiques identiques au précédent avec batterie rechargeable par USB.
- . Livré avec :
1 batterie au lithium-ion 3,7 V rechargeable
1 chargeur avec prise USB
10 spéculum jetables 2,5 mm gris
10 spéculum jetables 4,0 mm gris



LX.A1.426.114	Otoscope LuxaScope Auris LED 3.7 V USB, Noir	EAN : 04260381960041
LX.A1.426.214	Otoscope LuxaScope Auris LED 3.7 V USB, Bleu	EAN : 04260381960058
LX.A1.426.314	Otoscope LuxaScope Auris LED 3.7 V USB, Gris	EAN : 04260381960065
LX.A1.426.914	Otoscope LuxaScope Auris LED 3.7 V USB, Blanc	EAN : 04260381961376

Caractéristiques des Spéculum jetables

- . Usage unique pour une application hygiénique
- . Adaptable sur tous les modèles actuels
- . En Polypropylène, sans odeur, respectueux de la peau
- . Gris anthracite
- . 2 diamètres disponibles :
2.5 mm et 4.0 mm

