

PAIRE D'ÉLECTRODES ADULTE PRÉ-CONNECTÉES DÉFIBRILLATEUR FRED PA-1

Réf. SSACCE017

SCHILLER

The Art of Diagnostics




CE



PAIRE D'ÉLECTRODES ADULTE PRÉ-CONNECTÉES DÉFIBRILLATEUR FRED PA-1

Réf. **SSACCE017**



Les électrodes du FRED® PA-1 sont compatibles avec tous les modèles récents de DAE ou moniteurs défibrillateurs SCHILLER (FRED easypart, FRED easport plus, DEFIGARD Touch 7, DEFIGARD HD-7), ce qui permet le cas échéant une continuité des soins des urgentistes équipés en conservant les mêmes électrodes.

Le positionnement des électrodes sur le patient est le même pour les adultes et pour les enfants à savoir en position antérolatéral.

- Utilisation : adultes (patients âgés d'au moins de 8 ans ou d'un poids supérieur à 25 kg)
- Durée de vie : 36 mois
- Longueur du câble : 2 m
- Taille des électrodes : 80cm² de surface active chacune

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661041009260
Garantie (mois) :	36	Code douanier :	90189010
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	4,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	17,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	13,0
Poids unitaire (kg) :	0,095	Poids conditionnement (kg) :	0,095
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	1	Température maxi :	50
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



02/02/2023 13:01 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SSACCE017

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.