

## TENSIOMETRE au BRAS PARLANT



### CARACTERISTIQUES :

#### **SIMPLE :**

- Entièrement automatique
- Une touche pour allumage et prise de mesure
- Une touche pour lecture des mémoires
- Système IntelliSense

#### **PRATIQUE :**

- Affichage grand écran rétro éclairé
- Affichage date et heure
- 2x 90 mémoires
- Détection des arythmies
- Mesures qualifiées selon les standards OMS- diagnostic de la tension
- Indicateur de batteries faibles
- Trousse de transport
- 180 Gr

#### **ECONOMIQUE :**

- Grande Autonomie : plus de 200 mesures par jeu de piles
- 4 Piles 1.5V LR03 (AAA) fournies
- Arrêt automatique après 3 minutes de non utilisation

#### **FIABLE :**

- Garanti 2 ans

Référence : U82 V

Gencode : 3700445502448

