


## THERMOMETRE SANS CONTACT PARLANT



### THERMO COMPACT PARLANT (FRANÇAIS / ANGLAIS / ESPAGNOL)

#### CARACTERISTIQUES :

- Ultra compact : 75 g et 76x38x136 mm
- Plage de mesure :
  - Mode Frontal : 35°C – 42,9°C
  - Mode Surface : 0°C -93,00°C
- Mise en marche par simple appui sur la gâchette
- Grand Ecran Rétro Eclairé
- 2 modes de prises de mesures (Mode Frontal, Mode Objet) changement rapide par bouton indépendant
- 32 mémoires
- Distance de mesure : 50mm-80mm
- Prise de mesure instantané en moins de 1 sec
- Alarmes : sonore
- Echelle : °C et °F
- Poids : 75 g
- Dimensions : 76x38x136 mm
- Résolution : 0.1°C
- Emissivité : 0.95
- Alimentation : 3 Volts / 2 piles LR3-AAA - Consommation : 50mW (non incluse en transport aérien)
- Arrêt automatique après 30 secondes de non utilisation
- Indicateur de batterie faible

EAN13 : 3700445502431

Dispositif Médical CE, Usine ISO, BSCI

**LBS** 101 CHEMIN DE RONDE 78290 CROISSY SUR SEINE TEL : 01 30 15 06 96 FAX : 01 39 76 45 52

E-mail : [labo.lbs@free.fr](mailto:labo.lbs@free.fr) [www.lbs-medical.com](http://www.lbs-medical.com)

Visuels non contractuels – LBS se réserve le droit de modifier sans préavis certaines caractéristiques produits