


Référence : DHBACT01- DHBACT02

Drap Housse Brancard



Descriptif :

Drap housse élastiqué de protection pour brancard avec système de maintien au matelas du brancard. Réalisé en polyester enduit polyuréthane traité aux ions argent.

Imperméable. Protège efficacement le brancard.

2 versions :

DHBACT01 : Drap housse classique avec élastiques de maintien

DHBACT02 : Drap housse avec élastiques de maintien -

2 inserts pour le passage des ceintures sangles du brancard.

Couleur bleu marine

Imperméable – Respirant Lavable à 90°C ou décontaminable par spray et lingette

Dimension : 50x190x5 cm

Composition :

60% polyester- 40% polyuréthane

