



**GAMME
LITERIE**

Fabrication Française

DRAP HOUSSE DE BRANCARD 215X100

Drap housse de brancard à usage unique spécialement conçu pour protéger le matelas des brancards.

Caractéristiques Techniques

- Toile non tissée
- 100 % Polypropylène Français
- Poids : 30 g/m²
- Non stérile
- Elastique de maintien à chaque extrémité
- Taille: 215X100 cm
- Coloris : 
- référence: DHB30215X100
- FABRICATION FRANCAISE 



Sachet individuel
Carton de 75 housses



Expédition France entière



Devis et informations
ambitionpro.fr
[06.34.02.97.38](tel:0634029738)



AMBITIONPRO



ambitionpro.fr



**GAMME
LITERIE**

Fabrication Française

DRAP HOUSSE DE BRANCARD 215X75

Drap housse de brancard à usage unique spécialement conçu pour protéger le matelas des brancards.

Caractéristiques Techniques

- Toile non tissée
- 100 % Polypropylène Français
- Poids : 30 g/m²
- Non stérile
- Elastique de maintien à chaque extrémité
- Taille: 215X75 cm
- Coloris : 
- référence: DHB30215X75
- FABRICATION FRANCAISE 



Sachet individuel
Carton de 75 housses



Expédition France entière



Devis et informations
ambitionpro.fr
[06.34.02.97.38](tel:0634029738)



AMBITIONPRO



ambitionpro.fr