



WatchBP HOME S

Tensiomètre avec technologie AFIB*



Doté d'une alerte «Aller chez le médecin» («Going-to-doctor»)

qui vous informe de la nécessité de prendre un rendez-vous avec un médecin du fait du diagnostic d'une fibrillation auriculaire ou de mesures élevées et répétées de la tension artérielle.



Mémoire 30 valeurs

Enregistre automatiquement jusqu'à 30 moyennes des 3 mesures consécutives avec la date et l'heure



Bouton de verrouillage/déverrouillage

pour éviter toute mise sous tension intempestive et surconsommation de batterie.

Caractéristiques

- Tensiomètre de surveillance à domicile avec détection de la fibrillation auriculaire (FA).
- Mesure de la tension artérielle et dépistage de la fibrillation auriculaire en simultané.
- Dispositif de mesure automatique de la tension artérielle facile, fiable et abordable.

www.microlife.fr/home-s