

Sonde anale/vaginale ANUFORM® Neen



Réf : 091253632

Marque : Neen



Description du produit

L'ANUFORM® est une sonde anale / vaginale courte et profilée pour la rééducation par électrostimulation musculaire et Biofeedback.

Conçue initialement pour les hommes, elle est depuis plusieurs années utilisée par les femmes en particulier en cas d'atrophie vaginale et vaginisme.

Sonde anale/vaginale de rééducation ANUFORM+®

- Traitement des incontinenances d'effort ou l'incontinence due à un besoin impérieux et l'incontinence fécale
- Sonde de petite taille et très légère pour un confort optimal
- Une forme profilée et un anneau extérieur permettent une insertion et un retrait faciles et en douceur
- 2 Electrodes de grande taille longitudinale et sensiblement profilées pour un excellent contact sonde/tissu
- Forme arrondie lisse simple à nettoyer
- Une stimulation confortable et efficace avec plusieurs positions de travail possibles ((allongée, assise ou bien debout)
- Equipée de 2 connecteurs femelles 2mm, la sonde peut être utilisée avec la plupart des stimulateurs musculaires et les équipements de biofeedback approuvés par la CEI 60601 (se référer aux instructions du fabricant avant utilisation)

- Usage à patient unique
- Usage pour un seul orifice. Ne peut être utilisé dans le vagin et dans le rectum en même temps
- Dispositif Médical marqué CE : Classe IIa 93/42/CEE.
- Fabriquée au Royaume-Uni

Matériaux :

- Corps de la sonde: Polystyrène haute densité
- Electrodes : Acier inoxydable médical
- Surface électrodes : 3 cm² x 2

Câbles :

- Cuivre conducteur sous gaine PVC
- Longueur : 300 mm
- Prises : 2 fiches femelles 2 mm

Normes CE N° 0088

Spécificités techniques

EAN	5060150390623
TVA	20 %
LPPR	1183014 (25.92 € TTC)
Désign.	Anuform®
Long. totale	86 mm
Ø	24 mm
Long.	49 mm (corps de la sonde)
Poids	23,5 g
Top vente	Oui