

## Tensiomètre **Boso Medicus Uno / Uno XL**

Instrument de mesure de la pression artérielle facile à utiliser, actionné par un seul bouton

La dernière mesure est automatiquement enregistrée et affichée lorsque vous la mettez sous tension.

Caractéristiques :

- . Touche de commande unique pour une simplification des mesures
- . Très grand écran avec affichage des trois mesures systolique, diastolique et pouls
- . Détection de l'arythmie cardiaque
- . Mémorisation automatique de la dernière mesure
- . Livré avec piles et journal de mesures
- . Possibilité d'alimentation externe

Medicus Uno XL – Identique au Medicus Uno mais équipé d'un brassard Obèse.

- Garantie 3 ans
- Fonctionne avec piles ou sur secteur
- Code douanier : 90189010
- EAN MEDICUS UNO : 4002427004513
- EAN MEDICUS UNO XL : 4002427045103



Caractéristiques techniques :

- . Principe de mesure : Oscillométrique
- . Plages de mesure : 40 à 240 mmHg, 40 à 200 pulsations/min
- . Pression du brassard : 0 à 320 mmHg
- . Capacité de la mémoire : 1 mesure
- . Affichage : LCD
- . Conditions d'utilisation : Température ambiante 10° C à 40° C  
Humidité relative de l'air 15 à 85 %
- . Conditions de stockage : Température ambiante -10° C à +60° C  
Humidité relative de l'air 15 à 85 %
- . Classification : Classe de protection ( ) Type BF ( )
- . Brassard : Écart de pression maximal  $\pm 3$  mm Hg
- . Tolérance de mesure du pouls :  $\pm 5$  %
- . Alarmes : Détection et affichage de l'arythmie cardiaque  
Témoin de charge des piles et erreurs de fonctionnement
- . En option : Transformateur 6 V CC, référence 410-7-150, Brassard Adulte ou Obèse
- . Poids : 290 g (sans piles)
- . Dimensions (L x h x l) : 150 mm x 75 mm x 105 mm
- . Livré avec : 1 brassard standard (22-32) + 1 étui + 4 piles LR 6 (AA) + 1 mode d'emploi + 1 carnet de suivi + 1 autocollant avec échelle d'évaluation de l'OMS
- . Medicus UNO Poids brut : 0.770 kg – Dimensions packaging : L25 x l13 x h10 cm
- . Medicus UNO XL Poids brut : 0.850 kg – Dimensions packaging : L20.5 x l13 x h10 cm

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>BO4510143</b>   | BOSO-MEDICUS UNO   |
| <b>BO4510143XL</b> | BOSO MEDICUS UNO XL  |
| <b>BO1434765</b>   | BRASSARD UNIVERSEL 22-42CM MEDICUS CONTROL - FAMILY - VITAL  |
| <b>BO1434764</b>   | BRASSARD ADULTE 22-32CM POUR MEDICUS UNO – UNO XL - VITAL – X (inclus dans la livraison de l'appareil UNO)                       |
| <b>BO1434757</b>   | BRASSARD OBESE TUBE 1M 32-48CM MEDICUS/X/VITAL/FAMILY/UNO/SYSTMEDIMAT AVEC VALVE (inclus dans la livraison de l'appareil UNO XL) |