

## PÈSE-BÉBÉ ET ENFANT ÉLECTRONIQUE, ANDINE 3 AVEC SAC DE TRANSPORT - HOLTEX

Réf. EHANDI3S



# PÈSE-BÉBÉ ET ENFANT ÉLECTRONIQUE, ANDINE 3 AVEC SAC DE TRANSPORT - HOLTEX

Réf. EHANDI3S

## Pèse-bébé et enfant 4 en 1 : idéal pour les pédiatres et généralistes

4-en1 : cette balance pèse et mesure les bébés, comme les enfants grâce à son plateau amovible et sa double toise horizontale et verticale

- 3 modes de pesée : mode classique, absorption de lait et poids maman + bébé
  - Grande capacité jusqu'à 100 kg : pour peser maman + bébé
  - Grande surface de plateau de pesée ergonomique résistante et optimisée pour peser les nourrissons (600(L) x 326(l) x 91(H) mm)
  - 4 touches tactiles dont la fonction de maintien manuel (Hold)
  - Hygiénique, facile à nettoyer, stable avec 4 pieds antidérapants en caoutchouc, facile à transporter (Sac de transport vendu séparément)
  - Conversion d'unités possible en kg/lb et cm/ft
  - Grand écran LCD (79 x 28 mm) avec rétro-éclairage bleu, facile à lire et qui pivote automatiquement à 180° lorsque le poids est supérieur à 20 kg pour une lecture pratique
  - Alimentation : 3 piles AAA 1,5V (non fournies)
  - Fonction auto On-Off pour l'économie d'énergie
- Livré avec un sac de transport noir :
- Matière résistante pour protéger le pèse-bébé
  - 2 anses, 1 bandoulière
  - Fermeture éclair
  - Dimensions : 58 x 36 x 7 cm

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : CE

Code barres : 3361040000021

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 84231090

Stérile : Non

### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 34,8

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 63,5

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 16,9

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 1,500

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 03:12 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. EHANDI3S

# PÈSE-BÉBÉ ET ENFANT ÉLECTRONIQUE, ANDINE 3 AVEC SAC DE TRANSPORT - HOLTEX



Réf. EHANDI3S

## COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
EHANDI3	PESE-BEBE ET ENFANT – ELECTRONIQUE - ANDINE 3 - HOLTEX	1
EHSACTA3	Sac de transport pour pèse-bébé ANDINE 3- PAS VENDU SEUL	1