

PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE KERN MBC - 15 KG - CLASSE III MÉDICALE

Réf. EKMB01_CIII

KERN



CE
0297



PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE KERN MBC - 15 KG - CLASSE III MÉDICALE



Réf. **EKMBC01_CIII**

Pèse-bébé EKMBC01 homologué en classe III médicale

- Appréciée dans la pédiatrie grâce à sa grande surface de pesée ergonomique et amovible, idéale pour les nourrissons
 - Fonction spéciale pour les services de néonatalogie : fonction de différence pour le calcul de la prise de poids avant et après la prise alimentaire
 - Plastique ABS résistant. Hygiénique et facile à nettoyer
 - Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
 - Fonction Hold : pour les bébés agités couchés, la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
 - Ecran LCD avec rétroéclairage, hauteur de chiffres 25 mm
 - Graduation 0,002 kg jusqu'à 6 kg et 0,005 jusqu'à 15 kg
 - Fonctionnement sur piles (6 x 1,5 AA non fournies), ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
 - Homologué en classe III
 - Homologation médicale selon 93/42/EEC
- Caractéristiques techniques :
- Dimensions surface de pesée : LxPxH 600x280x55 mm
 - Dimensions totales : LxPxH 600x400x110 mm
- Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Im (fonction de mesurage)	Classe de précision de mesure : Classe III
Marquage :	CE0297		Code barres : 3661040054995
Garantie (mois) :	24		Code douanier :
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:03 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. EKMBC01_CIII

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE KERN MBC - 15 KG - CLASSE III MÉDICALE



Réf. EKMB01_CIII

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
EKMBC01	Pèse-bébé MBC portée 15 kg Kern	1
EKCERTI05	Certificat d'homologation 965-128_ (Classe III Médicale)	1