

## FAUTEUIL PÈSE-PERSONNE KERN MCC - 250KG

KERN

Réf. EKMCC01

















## FAUTEUIL PÈSE-PERSONNE KERN MCC - 250KG



Réf. EKMCC01

## Fauteuil pèse-personne ergonomique

- · 4 roues dont 2 à l'arrière, dirigeables avec freins
- · Grâce à leur grande section, les roulettes permettent de franchir facilement les seuils de porte, les bordures et les seuils d'ascenseur
- · Accoudoirs et repose-pieds rabattables pour faciliter la mise en place du patient
- · N'est pas destiné à être utiliser pour le transport de personnes
- · Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
- · Fonction Hold : pour les patients agités, la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
- Écran LCD avec rétroéclairage, hauteur de chiffres 25 mm
- · Graduation 0.1 kg
- · Fonctionnement sur accumulateur ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
- · Homologable en classe III
- Homologation médicale selon 93/42/EEC

Caractéristiques techniques :

- Dimensions afficheur :
- LxPxH 200x130x60 mm
- · Dimensions totales :
- L×P×H 625×990×985 mm

Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

CARACTERISTIQ	JES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Im (fonction de mesurage)		
Marquage :	CE02	97	Code barres :	4045761096004
Garantie (mois):	36		Code douanier :	
Stérile :	Non			
MESURES	Unité	nue	Unité	emballée
Largeur unitaire (d	:m):	99,0	Largeur conditionner	ment (cm):
Longueur unitaire (cm) :		62,5	Longueur conditionnement (cm):	
Hauteur unitaire (d	:m):	98,5	Hauteur conditionner	ment (cm):
Poids unitaire (kg) :		24,000	Poids conditionneme	ent (kg): 37,500
CONDITIONS DE	STOCKA	GE SPÉCIFIQUES :		
Température mini :		(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)

30/03/2022 15:04 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. EKMCC01