

FAUTEUIL PÈSE-PERSONNE KERN MCB - 300KG

Réf. EKMCB01

KERN

GARANTIE
3
ANS
YEARS
GARANTEE

CE
0297

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE
CLASSE
I_m



FAUTEUIL PÈSE-PERSONNE KERN MCB - 300KG



Réf. EKMCB01

Fauteuil pèse-personne mobile

- 4 roues - avec frein d'immobilisation à chaque roue
 - Grâce à leur grande section, les roulettes permettent de franchir facilement les seuils de porte, les bordures et les seuils d'ascenseur
 - Accoudoirs et repose-pieds rabattables pour faciliter la mise en place du patient
 - N'est pas destiné à être utilisé pour le transport de personnes
 - Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
 - Fonction Hold : pour les patients agités, la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
 - Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
 - Graduation 0.1 kg
 - Fonctionnement sur piles (6 x 1,5V AA non fournies) ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
 - Homologable en classe III
 - Homologation médicale selon 93/42/EEC
- Caractéristiques techniques :
- Dimensions afficheur : LxPxH 210x110x50 mm
 - Dimensions totales : LxPxH 600x850x960 mm
- Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0297

Code barres : 4045761095984

Garantie (mois) : 36

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 85,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 60,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 96,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 22,000

Poids conditionnement (kg) : 28,000

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:04 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. EKMCB01

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.