

Référence : 887899

Reference : 887899

Désignation : Enfile-bas de contention

Name : Device for compression stockings

Dimensions : 26 x 24 x 13 cm

Dimensions : 26 x 24 x 13 cm

Poids net : 1,3 kg

Net weight : 1,3 kg

Colisage : 1

Packing : 1

Code douanier : SH 90219090

Customs code : SH 90219090

Matériau : Polyamide / ABS

Material : Polyamide / ABS

Capacité : Classe 1, 2, 3 & 4

Capacity : Class 1, 2, 3 & 4

Poids brut : 1,4 kg

Gross weight : 1,4 kg

Origine : France

Origin : France

Code EAN 3257348878991

EAN code : 3257348878991



Caractéristiques :

Appareil composé d'un tube qui écarte facilement et sans efforts les bas ou chaussettes de contention. L'enfile-bas peut être utilisé avec ou sans poignées, ce qui permet une autonomie totale du patient, ainsi qu'une intervention rapide et facile d'un tiers. Dans tous les cas, le bas ou la chaussette sont déposés sans pli et sans contact, avec des plaies ou pansements éventuels. Chaque appareil est livré avec ses accessoires (poignées et mode d'emploi).

Specification :

Device composed of a tube which easily and effortlessly compression stockings or compression socks. This device can be used with or without handles, allowing full patient autonomy, as well as quick and easy third party intervention. In all cases, the stocking or the sock are took off without folds and without contact, with wounds or dressings. Each device is delivered with its accessories (handles and user manual).

Garantie commerciale :

Ce produit est garanti contre tout défaut de matière, de fabrication ou d'assemblage et pour une utilisation conforme à son usage, pour une durée de 6 mois.

Commercial guarantee :

This product is guaranteed against any material, manufacturing or assembly defect and for use as intended, for a period of 6 months.

Précautions d'utilisation :

Veuillez prendre connaissance de la notice ou de la vidéo de démonstration avant utilisation.

Precautions for use :

Please read the instructions or the demonstration video before use.



www.plastorex.fr



VIDÉO DE DÉMONSTRATION