

TENSIOMÈTRES BRAS

Réf. OMR063

907



OMRON

Garantie 3 ans
3
Garantie 3 ans

TENSIOMÈTRES BRAS

Réf. OMR063

DISPOSITIF
MÉDICAL

IIA

H



DIAGNOSTICS

907

Le 907 est un tensiomètre au bras, possédant le système Intellisense TM et un grand écran orienté verticalement permettant de partager facilement les résultats avec le patient.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ 1° Utilisation : Oscillométrique en automatique avec une mesure unique
- ◆ 2° Utilisation : Auscultatoire en mode manuel avec stéthoscope et décompression automatique
- ◆ 3° Utilisation : Oscillométrique en automatique avec un programme de 3 mesures
- ◆ Livré avec un brassard Standard lavable & stérilisable
- ◆ Equipé d'une batterie rechargeable - longue durée - livré avec son chargeur
- ◆ Affichage sur écran LCD - escamotable
- ◆ Peut être fixé au mur ou sur pied à roulettes – tous deux en option
- ◆ Validation ESH / IP / BHS / TUV / AFSSAPS
- ◆ Fonctionnement automatique avec possibilité de contrôler manuellement le dégonflage du brassard
- ◆ Moyenne de 3 mesures en 10 mn

ACCESSOIRES

OMR142 Pack batteries

OMR098 Support et panier mural

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | | | | |
|--------------------|---------------|-------------------------------|-------|---------------------|------------------|
| ◆ Plages de mesure | : N/A | ◆ Humidité | : N/A | ◆ Alimentation | : Piles/ Secteur |
| ◆ Dimensions | : 15x21x24 cm | ◆ Pression | : N/A | ◆ Certifications | : 93/42/EEC |
| ◆ Poids | : 2.2kg | ◆ Protection eau et poussière | : N/A | ◆ Organisme notifié | : N/A |
| ◆ Température | : N/A | | | ◆ Code EAN | : 4015672101203 |

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola
Hibiscus Park - bat E
06200 Nice France

www.fracito.net