

Garrots

Une gamme complète pour l'hôpital, le cabinet médical et le laboratoire



PR90100 Garrot Gris

Utilisation facile, grâce à une technique éprouvée
Fermeture métallique haut de gamme pour un desserrage progressif
Bande en coton résistante bien tolérée par la peau
Peut être stérilisée en autoclave

PR90101

Bande de rechange pour Garrot Gris



PR90400 Garrot Easy

Introduction sûre de l'aiguille grâce à l'immobilisation de la veine
La veine ponctionnée n'est pas compressée
Prise de sang rapide, sans concession au niveau de la qualité
Remplissage optimal de la veine – ponction simplifiée, y compris avec des aiguilles à grande lumière
Injection de médicaments dans le sang qui circule sans obstacle sans avoir à enlever le garrot
Acidose tissulaire réduite en cas de compression prolongée

PR90404

Bande de rechange pour Garrot Easy



PR90200 Garrot Vert

Compression, desserrage et ouverture de la boucle d'une seule main
Facile à poser et à enlever pour les perfusions
Coton résistant, bien toléré par la peau
Ne contient pas de latex
Fermeture métallique haut de gamme
Peut être stérilisé en autoclave

PR90202

Bande de rechange pour Garrot Vert
Sans latex, version 2 poussoirs

PR90203

Bande de rechange pour Garrot Vert
Sans latex, version 1 poussoir



PR91000 Garrot d'urgence avec archet de serrage

Hémostase rapide, ciblée et précise sous contrôle visuel
Augmentation ponctuelle de la pression par la plaquette de compression
Réglage de la pression à tout moment
Arrêt des héorragies traumatiques de la tête et des membres
Compression des sites de ponction artérielle
Indicateur du début de l'hémostase

PR91010

Bande de rechange

PR91020 Archet de serrage de rechange

Garrot Enfant

Motif attrayant avec animaux et magicien
Primé IF prix design
Ergonomie parfaite
Diminution de la stase séparée et bien dosée
Pas de pincement de la peau – même en cas de bras très minces
Sans métal et autoclavable

PR90601

Garrot enfant MAGIC

PR90602 Garrot enfant ZOO

Garrot PW

Usage facile à une seule main
Éléments séparés pour régler la stase et détacher facilement la ceinture
Pas de composant métallique
Autoclave à 120°C / 1,2 bars

PR90600R Boîtier jne, bouton jne, bande rge
PR90600P Boîtier bleu ciel, bouton jne, bande pêche

PR90600M Boîtier bleu mar., bouton rose, bande bleu mar.

PR90600B Boîtier pêche, bouton bleu mar., bande bleu ciel