



BF 500
Super Black
Edition

beurer
wellbeing

BF 500 Super Black Edition Impédancemètre connecté via *Bluetooth®*

german
engineering



Fonctionne avec l'appli gratuite :
historique et évaluation
graphique de vos mesures



Affichage magique : n'apparaît
que durant l'utilisation



Chiffres extra larges



Connexion innovante entre l'impédancemètre et le portable

Avec la technologie Bluetooth®, surveillez vos mesures et données corporelles à la maison et en déplacement

Avec l'appli "beurer healthManager" à télécharger gratuitement

Transfert automatique des données quand l'appli est ouverte

Boutons tactiles pour une utilisation sans l'application mobile

Electrodes en acier inoxydable brossé

Surface de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm

Affichage magique extra large

Taille des chiffres : 40 mm

Calcule le poids, la masse grasseuse, la masse adipeuse, l'eau corporelle, le % musculaire, l'IMC ; plusieurs autres valeurs via l'appli (âge du métabolisme, calories AMR/BMR, masse osseuse)

5 niveaux d'activité

8 profils avec reconnaissance automatique de l'utilisateur

Sélecteur kg/lb/st

Capacité : 180 kg

Graduation : 0,1% graisse corporelle, eau corporelle, ratio musculaire 100 g pour le poids corporel, la masse osseuse

Indicateur de surcharge

Allumage et arrêt automatique

3 piles AA incluses

Dimensions (LxIxH): 30 x 30 x 2,8 cm


Poids : env. 1.7 kg

Garantie : 5 ans


Colisage : 3 unités / carton

EAN n° : 4211125760113

Référence article n° : 760.11



Bluetooth®
beurer
CONNECT



Sujet à erreurs et changements






BF 500
Super Black
Edition

beurer
wellbeing

BF 500 Super Black Edition

Impédancemètre connecté via *Bluetooth®*



Mise en réseau innovante entre smartphone et balance - gardez une trace de vos mesures et de vos données corporelles à la maison et en déplacement. Synchronisé facilement avec votre smartphone via Bluetooth®

works with



HealthManager Pro



• iOS ≥ 14.0
• Android™ ≥ 8.0
• Bluetooth® ≥ 4.2



List of supported devices
Liste der unterstützten Geräte
Lista dei dispositivi compatibili
Elenco degli attrezzature supportati

The *Bluetooth®* word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Android is a trademark of Google LLC.

Sujet à erreurs et changements