

COUSSIN ENTRE JAMBRE JOLETI

joleti

POUR LE SOIGNANT

- Les coussins JOLETI offrent aux soignants une multitude de solutions et de combinaisons pour la prise en charge et l'installation du patient allongé sur la table de massage ou de soins.
- Sur le dos, sur le ventre, sur le côté, en décubitus dorsal, ventral et latéral. Les coussins JOLETI permettent de trouver la bonne installation globale du patient et de chaque zone à travailler.
- Ils sont conçus pour le format de la table de massage et de soins et donnent également du confort au soignant dans les soins.

POUR LE PATIENT

- La technologie micro-billes permet une adaptation parfaite aux formes et mouvements du corps grâce à une répartition naturelle des micro-billes.
- Les Coussins JOLETI s'adaptent à la morphologie du patient tout en assurant le bon calage des membres et son positionnement sur la table de massage ou de soins.
- Ils détendent le corps en situation de tension. Le patient est serein et prêt à recevoir ses soins.

COMPOSITION

- Enveloppe en CLINICARE (polyester enduit polyuréthane).
- Imperméable respirante et confortable.
- Remplissage en micro-billes de polystyrène.

HYGIÉNIQUE ET FACILE D'ENTRETIEN

- Se décontamine par spray de surface haute (ANIOS).
- Ne pas laver en machine.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE FOURNISSEUR
21 16 053 000	COUSSIN ENTRE JAMBRE JOLETI	28 x 18 x 7 cm	CKB05



La Centrale Médicale
ZI de la Petite Dimerie
15, rue du 11 Novembre
62310 FRUGES (FRANCE)



G & C CLINIBED
1, Rue Leuridan-Noclain
59150 WATTRELOS
(FRANCE)



Origine : France