

Gant de toilette airlaid et PE

ESSUYAGE CORPOREL



PERFORMANCE

- **MATIERE:** produit composé d'une couche d'airlaid et d'une couche de PE à l'intérieur qui le rendent doux et absorbant
- **CONFORT:** s'ajuste parfaitement sur la main
- **RESISTANCE:** résiste à l'état humide comme à l'état sec

USAGES

- **UTILISATION:** préconisé pour la toilette du patient
- **Produit à usage unique**



Fabrication
Européenne



DONNEES TECHNIQUES

Composition	Airlaid + Polyéthylène (PE)	Couleur	Airlaid (blanc) + PE (bleu)
Dimensions	16x23 cm	Grammage	50 g/m ² + 12 µ
Stockage	A conserver dans un local sec, à l'abri de la chaleur		

DONNEES LOGISTIQUES

Unités / sachet		Unités / carton		Cartons / palette	
50		1000		42	
Poids net du carton	Dimensions du carton	Plan de palettisation		Origine	
5,7 kg	47x 33 x 19 cm	6 rangées de 7 cartons		Suède	

PRODUIT ASSOCIÉ



Pommade au Zinc
Ref: 6963



Abena-Frantex SA
5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-Oise

☎ 03 44 65 68 80

✉ info@abena-frantex.com

@ www.abena-frantex.fr

