

MAGNUM 2500

MAGNÉTHÉRAPIE | 52 PROGRAMMES

MAGNÉTHÉRAPIE PORTABLE IDÉALE POUR DES TRAITEMENTS DOMICILIERS. MAGNUM 2500 EST INDICÉ POUR UNE MEILLEURE RÉCUPÉRATION APRÈS TRAUMATISMES OU FRACTURES ET POUR SOULAGER ET AIDER LA RÉGÉNÉRATION ARTICULAIRE EN PRÉSENCE DE PATHOLOGIES CHRONIQUES TELS QUE L'ARTHROSE OU L'ARTHRITE.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Écran

Dimension zone visible 2.6"

Canaux

2 indépendants

Intensité transmissible avec des diffuseurs flexibles

- 160 Gauss en moyenne par canal
- 320 Gauss en moyenne au total (2 canaux)

Fréquence

5-200 Hz

Duty Cycle

5-50%

Programmation libre

Possibilité de mémoriser jusqu'à 5 programmes personnalisés

Fonction 1+1

Possibilité d'exécuter 2 programmes différentes en même temps, en utilisant 1 canal chacun

Alimentation

- Secteur
- Batterie rechargeable (non fournies)


Dimension | Poids

100x160x35 mm | 280 gr

ÉQUIPEMENT STANDARD

Code **G5438**

- 1 Mallette
- 1 Unité magnétothérapie MAGNUM 2500
- 2 Solénoïdes flexibles, 300x100 mm
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



OPTION D'ACHAT

Code **G6191** MAGNUM 2500 avec 2 solénoïdes Pocket Pro



CE
0476



EASY PROGRAM



FONCTION 1+1



LAST 10



MULTI USER



PROGRAMMABLE



OPTION LOCATION



RUN TIME / MODIFICATION DES PARAMÈTRES



ALIMENTATION SECTEUR

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNUM 2500

MAGNÉTOTHÉRAPIE | 52 PROGRAMMES

LISTE PROGRAMMES

ARTHROSE/ARTHRITIS

Arthrose genou

Arthrose cervical

Arthrite

Arthrose

Arthrose main

Arthrose hanche

Arthrose épaule

Arthrose colonne

DOULEUR

Akgodystrophie - Malasie de Sudek

Mal au dos

Douleurs articulaires

INFLAMMATIONS

Anti-inflammatoire

Epicondylite

Epitrochléite

Canal carpien

Tendinite épaule

ORTHOPEDIE

Post-intervention LCA

Lésion cartilage

Prothèse genou

Prothèse hanche

PATHOLOGIES OSSEUSES

Fractures

Fracture scapuloïde

Fracture poignet

Fracture épaule

Fracture clavicule

Fracture avant-bras

Fracture pelvis

Fracture tibia

Fracture fémur

Retard consolidation fractures

Fractures avec plâtre

Ostéonécrose

Ostéoporose

Œdèmes osseux

TRAUMATISMES / ŒDEMÈS / BLESSURES

Entorse cheville

Œdèmes - contusions

PROGRAMMES PAR DÉFAULT À FRÉQUENCE DIFFÉRENTE

Programme multi-fréquence

Programme 10 Hz

Programme 20 Hz

Programme 30 Hz

Programme 40 Hz

Programme 50 Hz

Programme 60 Hz

Programme 70 Hz

Programme 80 Hz

Programme 90 Hz

Programme 100 Hz

Programme 120 Hz

Programme 140 Hz

Programme 160 Hz

Programme 180 Hz

Programme 200 Hz

