



Valaroll® Drap d'examen

Référence **Taille**
684555 **50 x 38 cm - Par 150**



Produit

Drap d'examen en ouate de cellulose de couleur blanche adapté aux soins médicaux.
Non stérile à usage unique.

Indications / Classification

Pour la protection des tables d'examen ou de la literie.

Spécifications

Composition :

50% cellulose pure ouate

50% cellulose recyclé

Épaisseur : 0,175 mm +/- 5 %

Grammage : 35 g/m² +/- 5%

Couleur : blanc

Dimensions :

Longueur du rouleau : 57 m env.

Longueur de la feuille : 38 cm env.

Largeur de la feuille : 50 cm env.

Nombre de feuilles par rouleau : 150

Nombre de plis : 2

Caractéristiques :

Poids de l'article : 1 kg env.

Capacité d'absorption (ISO 12625-8): 148 ml/m²

Résistance à sec :

Sens machine (ISO 12625-4) : 10,4 N

Sens travers (ISO 12625-4) : 3,7 N

Présentation / Conditionnement

Les rouleaux sont protégés individuellement dans un sachet plastique, puis conditionnés dans un carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / sachet	Nb rouleaux / carton	Nb cartons / palette
684555	50 x 38 cm - Par 150	150	12	18

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions carton	Dimensions palette
684555	50 x 38 cm - Par 150	440 x 330 x 510 mm	1200 x 800 x 1680 mm