

BRASSARDS A&D

Pour tensiomètres UA1020/UA1030/UA852/UA853



SMALL

ADULT

LARGE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Brassard sans latex
 - Brassard chimiquement résistant et facile à nettoyer avec les solutions antiseptiques (Ethanol, alcool isopropylique, gluconate de chlorhexidine, chlorure de benzalkonium, Hypochlorite de sodium...)
 - Brassard avec une durée de vie professionnelle de plus de 20.000 utilisations.
-
- UA Series Small fits arm 18-22cm
 - UA Series Adult fits arm 22-32cm
 - UA Series Large fits arm 32-45cm