

## MediSet® Domicile Set de sondage urinaire avec toilette hygiénique et antiseptique

### Set de soins

Référence Code ACL  
470845 4363751



#### Produit

Set de soins proposé lors de sondages vésicaux à domicile. Stérile à usage unique.

**Le sac à déchets est conforme à la norme NF X 30-501 relative aux emballages pour déchets mous d'activité de soins.**

#### Indications / Classification

Préparation de la peau, des muqueuses et/ou de la sonde lors de la pose d'une sonde urinaire. Ne contient pas la sonde.

Peut être associé à MediSet® Poche à urines Réf. 478277.

MediSet® Domicile Set de sondage urinaire avec toilette hygiénique et antiseptique est un dispositif médical de classe IIa (TÜV-0123).

#### Spécifications

##### Composition :

Dans un blister rigide (du haut vers le bas) :

\* pour la toilette hygiénique :

- 1 seringue de 10 ml (pour le retrait de l'ancienne sonde)
- 1 carré absorbant
- 1 gant de toilette en nontissé

\* pour la toilette antiseptique :

- 5 tampons en nontissé
- 5 compresses en nontissé
- 1 champ absorbant imperméable
- 1 paire de gants
- 1 pochette de gel antiseptique

\* pour le sondage :

- 1 seringue de 10 ml
- 1 ampoule d'eau 10 ml
- 1 gel lubrifiant
- 1 champ absorbant imperméable troué
- 5 compresses en nontissé
- 1 paire de gants sous emballage portefeuille
- 1 pochette de gel antiseptique
- 1 masque de soins

En complément dans la boîte : 1 sachet pour élimination des déchets.

##### Spécifications des composants :

- Seringue : 3 pièces excentrées - 10 ml - corps de la seringue et piston : polypropylène - joint : caoutchouc synthétique sans latex - sous emballage apyrogène - stérilisation oxyde d'éthylène
- Ampoule d'eau : eau stérile et apyrogène - ampoule autocassable en verre neutre de type I - fond plat - 10 ml
- Gel lubrifiant : à base d'eau glycinée (origine non minérale) - fluide - 2,7 g - stérilisation au rayonnement gamma



- Champ absorbant imperméable troué : nontissé duplex (cellulose et polyéthylène) - 50 g/m<sup>2</sup> - 75 x 90 cm - trou central diamètre 10 cm - coloris bleu
- Compresse : nontissé (polyester / viscosse) - 30 g/m<sup>2</sup> - 7,5 x 7,5 cm
- Gant d'examen : en latex - non poudré - ambidextre - manchette retournée - taille M - soit sous emballage portefeuille soit sans emballage
- Gel antiseptique : gel hydro-alcoolique - 3 ml
- Masque de soins : 3 plis - 3 épaisseurs - nontissé bleu 100% polypropylène - attaches élastiques sans latex - barrette nasale aluminium - BFE > 99%
- Tampon : nontissé (polyester / viscosse) - 30 g/m<sup>2</sup> - taille prune
- Champ absorbant imperméable : nontissé duplex (cellulose et polyéthylène) - 50 g/m<sup>2</sup> - 60 x 60 cm - coloris bleu
- Carré absorbant : nontissé en fibres de cellulose - voie sèche - 60 g/m<sup>2</sup> - 30 x 20 cm
- Gant de toilette imperméable : voile de cellulose et film imperméable - 69 g/m<sup>2</sup> - 15 x 23 cm
- Sac à déchets : sac avec liens coulissants - polyéthylène - 400 x 350 mm - 15L

Présence de latex. Au niveau des gants.

Code LPPR : 1155093

## Présentation / Conditionnement

En boîte unitaire à code couleur jaune contenant :

- \* un blister rigide :
  - film PVC
  - papier 60 g/m<sup>2</sup>
- \* un protocole d'utilisation avec un numéro vert d'aide à la prescription

Indication claire de la composition du set, du numéro de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture sur le blister.

Accompagné d'une notice d'emploi.

Nombre de blisters / boîte : 1  
Nombre de boîtes / carton : 6

Dimensions du blister : 290 x 140 mm  
Dimensions de la boîte : 291 x 141 x 50 mm  
Dimensions du carton : 338 x 152 x 310 mm

## Stérilisation

Durée de vie : Maximum 3 ans ou la durée de vie du composant ayant la durée de vie la plus faible.

## Précautions d'emploi

Gants d'examen : les gants contiennent du latex naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques.