



Medline International France SAS

5 rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant

[www.medline.com/en](http://www.medline.com/en)



## Fiche technique

## Crayons dermatographiques

### Référence(s)

DYNJSM01 – pointe régulière  
DYNJSM03 – pointe fine

### Description

Crayons dermatographiques fournis avec une règle de 15 cm  
Pointe régulière ou pointe fine

### Matière(s)

Polypropylène  
Encre violette non irritante de qualité médicale

### Conditionnement

50 unités par carton

### Emballage

Sachet pelable

### Fabricant

Medline Industries, Inc. USA  
Certifié EN ISO 13485

### Règlementation

Conforme à la directive 93/42/CEE  
Classe du dispositif : I stérile



Latex free



0086



© 2014 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries.  
All rights reserved.

LIT-DYNJSM01-FR01

01.01.INT.12