



FICHE TECHNIQUE

CV206

BÂTONNET SOINS DE BOUCHE USAGE UNIQUE MOUSSE BLANCHE MOUSSE A DENTS MANCHE BOIS 15CM RIGIDE SACHET DE 20 – BOITE DE 1000

DESCRIPTION

- Efficacité : mousse dense et souple de haute qualité avec forte capacité d'absorption.
- Praticité : couleur blanche pour détecter les dépôts de la bouche et les analyser,
- Ergonomie patient : Partie ciselée pour les dents, partie arrondie pour l'intérieur de la joue, adaptée à la cavité buccale altérée du patient.

Le Bâtonnet Soins de Bouche Mousse Blanche Mousse à Dent à usage unique assure un soin efficace et délicat et sans douleur pour les bouches fragiles des patients, permettant d'assainir, la cavité buccale, de prévenir les lésions buccales et de maintenir une bouche propre et saine. Assemblé par un collage fort, il peut résister à une traction forte. Expansée sans agents chimiques, sa mousse en polyuréthane ne se fragmente pas.

CARACTERISTIQUES

INDICATIONS D'UTILISATION

Indiqué pour le soin buccal des bouches fragiles et altérées (bouches hémorragiques, mycosiques).

INFORMATIONS TECHNIQUES

COMPOSITION

Mousse polyuréthane flexible, Colle DIMAT polyuréthane sans solvant, manche en bois de Hêtre

Latex ? non	BPA ? non
-------------	-----------

Phtalates CMR ? non	
---------------------	--

Considéré comme médicament ? non	
----------------------------------	--

Origine animale ou végétale ? non	
-----------------------------------	--

Stérile ? non	
---------------	--

Durée de validité : 5 ans	
---------------------------	--

Sur chaque conditionnement primaire et secondaire, pour les dispositifs médicaux, sont inscrits le numéro de lot, le mode de stérilisation éventuel, la date de péremption et/ou de fabrication et les symboles utilisés en accord avec la norme NF EN 15223-1.



FICHE TECHNIQUE CV206

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

EMDN : Y0999
Classe dispositif médical : I
Organisme notifié DM : NA
directive(s) - règlement(s) européen(s) : 2017/745
AQL : 1.5
OPERATEURS ECONOMIQUES :
DISTRIBUTEUR : DIDACTIC
FABRICANT : INTER.MED

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Nomenclature douane : 3005909900
Conditions de stockage et de transport : A l'abri de la lumière, de l'humidité et de la chaleur

Référence	UNITE		SACHET		CARTON	
	EAN		EAN	QTE	EAN	QTE
CV206	3760139502475		3760139503281	20	3760139500679	1000

Référence	UNITE		SACHET		CARTON	
	dimensions	poids	dimensions	poids	dimensions	poids
CV206	31.00 x 31.00 x 61.00	2.641	1.00 x 16.00 x 26.00	.041	31.00 x 31.00 x 61.00	2.657

dimensions (hauteur x largeur x profondeur) en cm, poids en kg