



## FICHE TECHNIQUE

CV203

### BÂTONNET SOINS DE BOUCHE USAGE UNIQUE MOUSSE BLANCHE GRAND CÔNE MANCHE BOIS 15CM RIGIDE SACHET DE 10 – CARTON DE 1000 (100 x 10)

#### DESCRIPTION

- Efficacité : mousse dense, douce et souple de haute qualité avec forte capacité d'absorption
- Praticité : couleur blanche pour détecter les dépôts de la bouche et les analyser
- Ergonomie patient : Forme conique adaptée à tous types de bouche

Le Bâtonnet Soins de Bouche Mousse Blanche grand cône à usage unique assure un soin efficace pour les bouches saines des patients, permettant de prévenir les lésions buccales et de maintenir une bouche propre et saine. Assemblé par un collage fort, le bâtonnet peut résister à une traction forte. Expansée sans agents chimiques, la mousse en polyuréthane ne se fragmente pas.

#### CARACTERISTIQUES

#### INDICATIONS D'UTILISATION

Indiqué pour l'hygiène buccale des bouches saines.

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

##### COMPOSITION

Mousse blanche grand cone: polyuréthane flexible, Colle DIMAT polyuréthane sans solvant, manche en bois de Hêtre

Latex ? non	BPA ? non
Phtalates CMR ? non	
Considéré comme médicament ? non	
Origine animale ou végétale ? non	
Stérile ? non	
Durée de validité : 5 ans	

Sur chaque conditionnement primaire et secondaire, pour les dispositifs médicaux, sont inscrits le numéro de lot, le mode de stérilisation éventuel, la date de péremption et/ou de fabrication et les symboles utilisés en accord avec la norme NF EN 15223-1.



## FICHE TECHNIQUE CV203

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

EMDN : Y0999
Classe dispositif médical : I
Organisme notifié DM : NA
directive(s) - règlement(s) européen(s) : 2017/745
AQL : 1.5
<b>OPERATEURS ECONOMIQUES :</b>
DISTRIBUTEUR : DIDACTIC
FABRICANT : INTER.MED

### INFORMATIONS LOGISTIQUES

Nomenclature douane : 3005909900
Conditions de stockage et de transport : A l'abri de la lumière, de l'humidité et de la chaleur

Référence	UNITE		SACHET		CARTON	
	EAN		EAN	QTE	EAN	QTE
CV203	3760139502413		3760139503229	10	3760139500617	1000

Référence	UNITE		SACHET		CARTON	
	dimensions	poids	dimensions	poids	dimensions	poids
CV203	31.00 x 31.00 x 61.00	3.006	1.00 x 18.00 x 27.00	.030	32.00 x 31.00 x 60.00	3.000

dimensions (hauteur x largeur x profondeur) en cm, poids en kg