



Points forts

Description

Pour mieux entendre: paire de 2 amplificateurs d'écoute.

- Amplificateur: gain + 40 dB.
- Rechargeable: plus besoin de piles.
- Autonomie.
- Volume sonore réglable.

Descriptif détaillé

Confort auditif pour une autonomie au quotidien: communiquer avec les interlocuteurs, regarder la télévision, écouter la radio...

Paire de 2 amplificateurs adaptés à chaque oreille en version rechargeable à prix économique.

Pratique, économique et écologique:

- Plus de changement de piles nécessaire.
- Il suffit de poser l'amplificateur sur le socle de recharge pour une autonomie jusqu'à 15 heures (utilisation continue et volume maximum). Indicateur LED de charge.
- Utilisation nomade: peut être rechargé en voiture, au bureau... grâce à USB et à l'adaptateur (fournis).

Alimentation: USB (fourni) pour batterie rechargeable 1.2 V 3.5 mA NiMH.
Livré avec un adaptateur prise électrique et USB.

Livré avec embouts de tailles différentes pour s'adapter à l'utilisateur et un coffret pour le rangement et le transport.

Bouton ON/OFF sur l'amplificateur. Molette de réglage du volume sonore (4 niveaux).
Gain sonore: + 40 dB pour sortie audio 124 dB.

Avantages Distributeur

Nouveau modèle, qualitatif et économique. Indispensable dans une gamme de confort auditif de la personne. Paire de 2 amplificateurs d'écoute rechargeables à prix économique. Modèle contour d'oreille. Amplification: gain + 40 dB pour sortie audio 124 dB.

Caractéristiques produit

Coloris : beige
Dimensions en cm : 2,5 x 8,5 x 7,5
Poids net en Gr : 55
Alimentation : 1* NiMH 1.2V
Alimentation fournie : oui
Matière :

Code barres : 3661474255241
DEEE (en €HT) : 0.02
Normes : CE, ROHS
Notice : FR/GB/NL/DE
Garantie : 1 an
Positionnement : CG

Vidéo produit

Logistique

Carton Hauteur (cm)	27.5	Carton Largeur (cm)	38
Carton Longueur (cm)	54	Carton Poids (kg)	18
Code Douane	90214000	Code EAN Carton	136614742552
Colisage	100	Dimensions SPCB (PCB)	L.35 x P.12.5 x
Emb Dimension	9.5	Emb Dimension	3
Emb Dimension Verticale	7.5	PCB Client	10
Poids pdt emballé (gr)	65	Type Emballage	Boîte quadri

Notes