

Tampons de ouate de cellulose

REF : 13356

PRODUIT :

REF 13356, Tampons de ouate de cellulose, 5 x 4 cm, 2 rouleaux de 500 tampons.

COMPOSITION :

Cellulose.

CARACTERISTIQUES :

Rouleau de 500 tampons.

Dimensions d'un tampon : 5 x 4 cm.

Produit non fabriqué à partir de matières premières contenant du latex naturel.

PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :

Conditionné par 2 rouleaux sous sachet plastique opaque avec cordonnet.

Tampons de ouate de cellulose		
REF	Conditionnement de base	Carton Standard
13356	2 rouleaux	24 rouleaux

INDICATIONS :

Nettoyage de la peau et utilisation lors de soins infirmiers.

MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Après ouverture du sachet, veiller à protéger les tampons des contaminations extérieures.

Usage unique.

STERILISATION :

Produit non stérile.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Dans leur emballage d'origine, à l'abri de la chaleur (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur ou à une source de lumière de forte intensité) et de l'humidité.

VALIDITE DU PRODUIT :

5 ans à partir de la date de fabrication si les conditions de stockage sont respectées.