

Bâtonnet Soins de Bouche double mousse Grat'Lang®



• Dénomination

Bâtonnet soins de bouche mousse blanche, Grat'Lang®, à usage unique.

• Caractéristiques

- **Absorption** : mousse de haute qualité, très absorbante.
- **Ergonomie** : double mousse = face bleue pour extraire les mucosités de la cavité buccale et face blanche pour terminer le soin en douceur.
- **Manche** : plastique pour une bonne préhension du bâtonnet.
- **Densité** : mousse dense pour un nettoyage rapide et efficace.
- **Couleur blanche** : pour détecter les dépôts en bouche et les analyser.
- **Contrôle qualité** : tests de résistance mécanique selon des processus validés.
- **Traçabilité** : numéro de lot sur chaque bâtonnet ou sachet pour assurer la traçabilité du produit.

• Références

Référence	Dénomination	Hauteur mousse (mm)	Diamètre base mousse (mm)	Longueur manche (mm)	Diamètre manche (mm)	Matière tourillon et tube
CLAN01	Bâtonnet Grat'Lang®	25 (+/- 3mm)	15 (+/- 3mm)	150	0.45	Plastique



• Matériaux utilisés

- Mousse Blanche en polyuréthane, polyester, de couleur blanche.
- Mousse bleue en polyuréthane, polyester, PPI 30.
- Colle (base polyuréthane).
- Manche en pvc cristal, diamètre 45mm.

• Stérilisation

Bâtonnet non stérile.

• Conditionnement

Type de conditionnement	Références	Nombre de bâtonnets	Dimensions en mm
Carton	CLAN01	5 sachets zippés de 20 bâtonnets	200 X 200 X 110

• Etiquetage

- Sur chaque unité de conditionnement sont inscrits la référence, le numéro de lot et la date de péremption.
- Symboles utilisés en accord avec la norme NF EN 980: Symboles utilisés pour l'étiquetage des dispositifs médicaux.

• Conformité

Classe I non stérile.

Directive 93/42/CEE modifiée par la Directive 2007/47/CEE.

• Fabricant

- INTER.MED Laboratoires—Pré du Mié 43270 ALLEGRE France
- Certifications : ISO 13485—2012
- Déclaration des dispositifs médicaux auprès de l'ANSM.

