



## Points forts

### Description

Pour l'entretien des amplificateurs d'écoute:

- Sèche et assainit.
- Capacité: 2 amplificateurs contour d'oreille simultanément.
- Testeur de pile intégré.
- Durée de séchage au choix.

## Descriptif détaillé

Pour entretenir et prendre soin de tous les modèles d'appareils auditifs: intra-auriculaire et contours d'oreille.

Double fonction: assainir et sécher.

- 2 lampes UV pour éliminer les bactéries.
- Une température uniforme de 45°C avec un temps de séchage réglable (2H, 4H ou 8H).

Avantage produit: le testeur de pile intégré avec indicateur LED qui indique le niveau de batterie des piles utilisées dans les amplificateurs.

Large surface (10.5 x 6.5 cm) pour placer 2 amplificateurs contours d'oreille.

Lampe UV: 385 nm < 100 mw.  
Alimentation: 230V, 50 Hz. Adaptateur 12 DC 1000 mA fourni.

## Avantages Distributeur

Complémentaire dans une gamme Confort Auditif. VAD et magasin. Tous modèles d'amplificateurs. Équipée de 2 lampes UV. Temps de séchage jusqu'à 8 heures (réglable). Température: 45°C. Testeur de piles intégré avec indicateur LED du niveau de batterie.

## Caractéristiques produit

**Coloris :** blanc et bleu  
**Dimensions en cm :** 14,5 x 9 x 5  
**Poids net en Gr :** 370  
**Alimentation :** 230 V  
**Alimentation fournie :** oui  
**Matière :** ABS

**Code barres :**  
**DEEE (en €HT) :** 0.06  
**Normes :** CE, ROHS  
**Notice :** FR/GB/NL/DE  
**Garantie :** 1 an  
**Positionnement :** NV AV 18

## Vidéo produit

## Logistique

<b>Carton Hauteur (cm)</b>	20	<b>Carton Largeur (cm)</b>	30
<b>Carton Longueur (cm)</b>	40	<b>Carton Poids (kg)</b>	5.2
<b>Code Douane</b>	851679900	<b>Colisage</b>	10
<b>Emb Dimension</b>	8	<b>Emb Dimension</b>	14
<b>Emb Dimension Verticale</b>	17	<b>PCB Client</b>	10
<b>Poids pdt emballé (gr)</b>	510	<b>Type Emballage</b>	Boîte quadri

## Notes