



UDI-DI de base : 42606358FALKE5D

1. Variantes :

Numéro d'article	Salut-Mi Non.	une variante	GTIN / GS1 UDI-DI
FALKE078	02.40.04.1029	Base de faucon version de base	4260635810108 04260635810108
FALKE078P	demandé	faucon plus Socle + ventouses	4260635810184 04260635810184
FALKE078L	demandé	Écluse faucon Base + ventouses + serrure	4260635810214 04260635810214
FALKE060	02.40.04.1029	Base de faucon version de base	4260635810092 04260635810092
FALKE060P	demandé	faucon plus Socle + ventouses	4260635810191 04260635810191
FALKE060L	demandé	Écluse faucon Base + ventouses + serrure	4260635810207 04260635810207

2. Nomenclature :

Non.	composant	Taille	nombre de	matériel	
Falcon 060 (Base) / Falcon 078 (Base)					
1	poignée			pp	
2	inserts souples gérer		11	TRP	
3	actionnement			pp	
4	axes de roulement activité	Ø4x20	11	pp	
5	insert souple activité		1	TRP	
6	câbles	1.0x570	1	acier	Falcon 078
7	câble	1.0x387	1	acier	Falcon 060
8	clips		1	pp	
9	tubes	Ø12.7x1.0x538			Falcon en aluminium 078
10	tuyaux	Ø12.7x1.0x363	11		Falcon en aluminium 060
11	roulement à ressort		1	pp	
12	ressort de compression	0.6x7.5x6.1x18x50	1	acier	
13	pièces pour axe de roulement	Ø4.0x20.5	2	Laiton	
14	porte-pince		1	pp	
	élément à 15 dents		1	pp	
16	pincettes avec crochets		1	PP/TPR	
17	pincettes avec aimant		1	PP/TPR	
18	aimants	Ø4.0x10	1	néodyme	
Falke 078 Plus / Falke 060 Plus avec ventouses supplémentaires					
	Ventouse 19 Ø 20		2	silicone	En plus du modèle Base
Falke 078 Lock / Falke 060 Lock avec ventouses supplémentaires et serrure					
19	ventouse	dia 20	2	silicone	En plus du modèle Base
20	détente activité	docteur 1.6	1	acier	En plus du modèle Base
21	câble à ressort de tension	1.4x7.8x22x106	1	acier	Avec pièce 22 / 23 po Echange de partie 6 / 7

22	câble faucon 78 cm 1.0x465		1	acier	Avec la partie 21 en Échange de la partie 6
23	Câble faucon 60 cm 1.0x285		1	acier	Avec la partie 21 en Echange de la partie 7

3. Spécifications :

une variante		Poids Charge	maxi Charge	maxi aimant	208 g 200 g 210 g 200 g
Faucon 078	Longueur 78cm	216 g 200 g	188 g 200g	92 g 200 g	198 g 200 g
Faucon 078 P	78cm		1000g		
Faucon 078 L	78cm		1000g		
Faucon 060	60cm		1000g		
Faucon 060 P	60cm		1000g		
Faucon 060L	60cm		1000g		

4. Particularités et fonctions : Falke, toutes les variantes •

Capacité de charge élevée

de l'aide, jusqu'à 1000 g • Faible poids • Particulièrement

facile à utiliser grâce à une

mécanique souple et à un grand actionnement • Poignée ergonomique avec repose-paume et repose-pouce pour la stabilisation et

Soutien pendant l'utilisation • Inserts

souples dans la poignée et la poignée de commande •

Fonctionnement étendu pour une utilisation à deux mains • Clip

intégré sur la poignée pour accrocher • Clip supplémentaire sur le

tube pour la fixation sur des aides à la marche ou des objets similaires • Aimant néodyme intégré dans une pince,

capacité de charge 200 g • Crochet sur une pince • Pince de préhension rotative à

360° pour un positionnement idéal •

Grande largeur d'ouverture (135 mm) de la pince de préhension

Falcon 078 Plus / Falcon 060 Plus

• Ventouses aux extrémités des pinces pour faciliter la préhension

Écluse Falcon 078 / Écluse Falcon 060

• Ventouses aux extrémités de la pince pour faciliter la préhension • Verrouillage de la pince pour déplacer des objets sans maintenir l'actionnement armé en permanence.

5. Informations complémentaires :

5.1 Spécifications concernant les conditions de fonctionnement et les emplacements autorisés

• Aucune spécification ou restriction concernant les conditions et les lieux d'utilisation.

5.2 Instructions d'entretien : •

Aucun entretien requis.

5.3 Assemblage et instructions de montage : • Aucun

assemblage ou assemblage requis, le produit est livré prêt à l'emploi.