

JERSEY COTE – Non stérile

REF : 81798, 81799, 81811, 81825, 81826, 81827, 81828, 81829, 81830, 81865, 81866, 81867, 81868, 81870, 81871

PRODUIT :

REF 81798, Jersey côte Non stérile, 25 m x 3 cm, coton.
 REF 81799, Jersey côte Non stérile, 25 m x 5 cm, coton.
 REF 81811, Jersey côte Non stérile, 25 m x 7 cm, coton.
 REF 81825, Jersey côte Non stérile, 25 m x 10 cm, coton.
 REF 81826, Jersey côte Non stérile, 25 m x 12 cm, coton.
 REF 81827, Jersey côte Non stérile, 25 m x 15 cm, coton.
 REF 81828, Jersey côte Non stérile, 25 m x 20 cm, coton.
 REF 81829, Jersey côte Non stérile, 25 m x 25 cm, coton.
 REF 81830, Jersey côte Non stérile, 25 m x 30 cm, coton.
 REF 81865, Jersey côte Non stérile, 25 m x 3 cm, polyester.
 REF 81866, Jersey côte Non stérile, 25 m x 5 cm, polyester.
 REF 81867, Jersey côte Non stérile, 25 m x 7 cm, polyester.
 REF 81868, Jersey côte Non stérile, 25 m x 10 cm, polyester.
 REF 81870, Jersey côte Non stérile, 25 m x 15 cm, polyester.
 REF 81871, Jersey côte Non stérile, 25 m x 20 cm, polyester.

COMPOSITION :

100 % coton écru ou 100 % polyester.

CARACTERISTIQUES :

Tricot tubulaire côte 2 x 2.
 Extension minimum en largeur : ≥ 200 %.

Produit non fabriqué à partir de matières premières contenant du latex naturel.

PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :

Rouleau sous sachet individuel.

Jersey côte Non stérile					
Coton	Polyester	Longueur	Largeur	Conditionnement de base	Carton Standard
<i>81798</i>		<i>25 m</i>	<i>3 cm</i>	<i>1 tricot</i>	<i>10 tricots</i>
	<i>81865</i>	<i>25 m</i>	<i>3 cm</i>	<i>1 tricot</i>	<i>10 tricots</i>
81799	81866	25 m	5 cm	1 tricot	15 tricots
81811	81867	25 m	7 cm	1 tricot	10 tricots
81825	81868	25 m	10 cm	1 tricot	8 tricots
81826		25 m	12 cm	1 tricot	6 tricots
81827	81870	25 m	15 cm	1 tricot	5 tricots
81828	81871	25 m	20 cm	1 tricot	3 tricots
81829		25 m	25 cm	1 tricot	2 tricots
81830		25 m	30 cm	1 tricot	2 tricots

Les articles en italique sont en cours de suppression ou sont supprimés.

INDICATIONS :

Capitonnage intérieur des plâtres naturels et synthétiques.

MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas utiliser sur une peau lésée.

Usage unique.

STERILISATION :

Produit non stérile.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur, (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur ou à une source de lumière de forte intensité) et de l'humidité.

VALIDITE DU PRODUIT :

5 ans si les conditions de stockage sont respectées.