

Vala®Fit Band 2 plis

Bavoir avec poche de recueil

Référence **Taille**
992262 **70 x 38 cm**



Produit

Bavoir avec poche de recueil composé de deux plis de cellulose et d'un film intraversable en polyéthylène. La découpe arrondie au niveau du cou et les attaches à nouer assurent un confort et un maintien parfaits.

Vala®Fit Band est particulièrement absorbant, imperméable et hygiénique.

Non stérile à usage unique.

Indications / Classification

Pour la protection du patient au moment des repas.

Spécifications

Composition :

Film en polyéthylène : 11 g/m² env.
 Voiles de cellulose : 2 x 18 g/m² env.

Longueur : 700 mm env.
 Largeur : 380 mm env.
 Poche de recueil : 100 mm env.

Couleur : pêche

Présentation / Conditionnement

Sachet distributeur de 100 pièces.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
992262	70 x 38 cm	100	6	36
Référence	Dimensions carton	Dimensions palette		
992262	270 x 390 x 390 mm	1200 x 800 x 1620 mm		